

STERILI TAMPONS AR TRANSPORTA BAROTNI UN BEZ TĀS

Tamponi sterilizēti ar etilēnoksīdu vai starojumu (norādīts uz primārā iepakojuma).

Transporta barotnes ir medicīnas ierīces in vitro diagnostikai (IVD), bet tamponi ar barotni vai bez tās ir medicīnas ierīces (MDD), kas sertificētas atbilstoši CE0318.

Zonde izgatavota no koka, plastmasas, savīta alumīnija vai cieta alumīnija, bet uzgalis izgatavots no kokvilnas, standarta, poliestera vai viskozes.

Paredzētais lietojums:

Tamponi ar un bez transporta līdzekļiem ir sterili invazīvi produkti, kas paredzēti paraugu ņemšanai tiešā saskarē ar pacientu, ķirurģiski, ar un bez transporta līdzekļiem turpmākai mikrobioloģiskai analīzei, ko veic specializēts veselības aprūpes personāls un ievērojot atbilstošus higiēnas apstākļus. Tampons ir paredzēts lietošanai klīniskās-slimnīcas vidē..

Izskats:

- Sterili tamponi ir atsevišķi iepakoti termiski salīmētos vai "flow-pack" tipa maisiņos vai tūbiņās.
- Tamponi ar transporta barotni ir atsevišķi iepakoti noņemamā termiski salīmētā maisiņā, kurā atrodas tampons un stobriņš ar transporta barotni.

Brīdinājumi:

1. Ja vienības iepakojums saplīst, nelietojiet tamponu, jo tam nav garantijas par sterilitāti.
2. Neizmantojiet, ja trūkst kāda komponenta vai ja drukātā produkta informācija nav parādīta pareizi.
3. Izmetiet produktu, ja atrodāt netīras, saplīsušas un/vai birstes un/vai ar nesablīvētu galvu un/vai bez tās.
4. Nelietot, ja ir beidzies derīguma termiņš.
5. Nelietot, ja tiek novērotas izmaiņas transporta līdzeklī.
6. Nekādā gadījumā nedrīkst norīt transportlīdzekli.
7. Tikai vienreizējai lietošanai. Šī produkta atkārtota izmantošana var izraisīt infekcijas.
8. Rīkojieties uzmanīgi. Lai gan maz ticams, pārāk liela spiediena izmantošana lietošanas laikā var salauzt otu. Ja tas ir bojāts, nekavējoties izmetiet.

9. Birstēm bez transporta līdzekļiem nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Tamponus ar transporta līdzekļiem vēlams uzglabāt sausā vietā, sargāt no saules gaismas un temperatūrā no 2-30°C.

Vispārīgi piesardzības pasākumi:

1. Piemēroti tikai paredzētajai lietošanai un nav lietojami citiem mērķiem.
2. Bērniem ieteicams lietot tamponus ar plastmasas vai alumīnija zondi.
3. Tampona lietošana nesagādās grūtības paredzētajiem galalietotājiem.
4. Tamponiem ar transporta barotni ir pievienota instrukcija ar lietošanas shēmām par lietošanu uz primārā iepakojuma (termiski salīmētā maisiņā).
5. Pēc lietošanas tamponi ir jādekontaminē vai jāuzskata par kontaminētiem medicīniskajiem atkritumiem. Par atkritumu apstrādi un utilizāciju saskaņā ar noteikumiem atbild katra laboratorija. Neizmantotus tamponus var uzskatīt par nekaitīgiem izstrādājumiem, un tos var attiecīgi utilizēt.

Atsauces:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSA
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD. B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSA
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLON 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSA
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSA SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSA
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSA
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSA
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSA
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSA
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSA
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSA
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSA NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Simbolu glosārijs:

 REF	Kataloga numurs	 LOT	Partijas numurs	 <i>Skatīt lietošanas instrukciju vietnē www.deltalab.es/eifus</i>	 QTY	Daudzums	 STERILE R	Sterilizēts ar apstarošanu
 IVD	In vitro diagnostika	 MD	Medicīnas ierīce	 Neizmantojot, ja iepakojums ir bojāts	 Neizmantojot atkārtoti		 STERILE EO	Sterilizēts ar etilēnoksīdu
	Sargāt no saules gaismas		Medicīnas	 Izlietot līdz	 CE	CE zīme	 30°C	Uzglabāšanas temperatūra
 UDI	Unikālus priemones identifikatorus		Ražošanas datums	 Unikāla sterila barjeras sistēma	 CE 0318			

Par jebkuru nopietnu negadījumu*, kas saistīts ar izstrādājumu, jāziņo Deltalab, S.L. un kompetentajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs. *"Nopietns negadījums" ir gadījums, kas saistīts ar pacienta vai lietotāja nāvi vai nopietnu veselības pasliktināšanos, vai nopietniem draudiem sabiedrības veselībai.

Tampons parauga ņemšanai:  **0318**  **MD**

Stobriņš ar barotni:  **CE**  **IVD**

 **DELTALAB, S.L.**
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es