

STERIELE SWAB MET EN ZONDER TRANSPORTMEDIUM

Bestemd voor eenmalig gebruik. Swabs gesteriliseerd door ethyleenoxide of bestraling (aangegeven op de primaire verpakking).

Transportmedia zijn medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD), terwijl swabs, met of zonder media, medische hulpmiddelen (MDD) zijn met een CE0318-certificering.

Het handvat is gemaakt van hout, kunststof, gedraaid of hard aluminium en het topje is van katoen (standaard), polyester of viscose.

Beoogd gebruik:

Swabs met en zonder transportmiddelen zijn steriele invasieve producten voor het verzamelen van monsters door direct contact met de patiënt, van chirurgisch type, met en zonder transportmiddelen voor daaropvolgende microbiologische analyse, door gespecialiseerd gezondheidszorgpersoneel en onder passende hygiënische omstandigheden. Het wattenstaafje is bedoeld voor gebruik in klinische ziekenhuisomgevingen.

Presentatie:

- Steriele swabs, per eenheid verpakt in peel-pouches of flow-pack zakjes of buisjes.
- De swabs met transportmedium worden per eenheid verpakt in een peel-pouch zakje, dat een swab en een buisje met transportmedium bevat.

Waarschuwingen:

1. Als de verpakking van de eenheid kapot gaat, gebruik het wattenstaafje dan niet, aangezien dit geen garantie biedt op steriliteit.
2. Niet gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of als de afgedrukte productinformatie niet correct wordt weergegeven.
3. Gooi het product weg als u vuile, gebroken en/of versplinterde borstels aantreft en/of als de kop niet is samengedrukt en/of als deze ontbreekt.
4. Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is overschreden.
5. Niet gebruiken als er wijzigingen in het transportmiddel worden waargenomen.
6. Neem het vervoermiddel onder geen enkele omstandigheid in.
7. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product kan infecties veroorzaken.
8. Wees voorzichtig. Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan het uitoefenen van te veel druk tijdens het gebruik de borstel breken. Als het kapot is, gooi het dan onmiddellijk weg.

9. Voor borstels zonder transportmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities. Voor wattenstaafjes met transportmiddel is het raadzaam deze op een droge plaats, beschermd tegen zonlicht en bij een temperatuur tussen 2-30°C te bewaren.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

1. Niet geschikt voor andere toepassingen dan die voor het beoogd gebruik.
2. Voor gebruik bij kinderen wordt aanbevolen swabs met een kunststof of aluminium handvat te gebruiken.
3. Het gebruik van de swab levert geen moeilijkheden op voor de beoogde eindgebruikers.
4. De swabs met transportmedium zijn op de primaire verpakking (peel-pouch zakje) voorzien van instructies met diagrammen.
5. Na gebruik moeten de swabs worden ontsmet of behandeld als besmet medisch afval. Het is de verantwoordelijkheid van ieder laboratorium om het afval volgens de voorschriften te behandelen en af te voeren. Ongebruikte swabs kunnen als onveilige producten worden beschouwd en dienovereenkomstig worden verwijderd.

Referenties:

1. Cufí J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOS
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD.B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOS
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOS
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOS
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOS SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOS WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOS
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOS
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOS
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOS
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOS
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOS
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOS
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOS NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Verklarende symbolenlijst:

 REF	Catalogusnummer	 LOT	Partijnummer	 i	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de website www.deltalab.es/eifus	 QTY	Aantal	 STERILE R	Steriel door bestraling
 IVD	In-vitrodiagnostiek	 MD	Medisch hulpmiddel	 X	Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is	 X	Niet opnieuw gebruiken	 STERILE EO	Steriel door Ethyleenoxide
	Uit het zonlicht houden		Fabrikant		Houdbaarheidsdatum	 CE	CE-markering		Opslagtemperatuur
 UDI	Unieke code voor hulpmiddelidentificatie		Fabricagegegevens		Enkelvoudig steriel barrièresysteem	 0318			

In geval van een ernstig incident* dat verband houdt met het product, Deltalab, S.L. alsook de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd hiervan in kennis stellen. *Onder een "ernstig incident" wordt verstaan een incident dat de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheid van de patiënt of de gebruiker tot gevolg heeft of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt.

Swab voor monstername:  **0318**  **MD**

Buisje met medium:  **CE**  **IVD**

 **DELTALAB, S.L.**
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es