

SWABS ESTÉREIS COM E SEM MEIO DE TRANSPORTE

Produto descartável. Escovilhões esterilizados por óxido de etileno ou radiação (indicado na embalagem).

Os meios de transporte são produtos sanitários para diagnóstico in Vitro (IVD), enquanto os escovilhões, com ou sem meio, são produtos sanitários (MD) e estão amparados pelo CE0318.

O suporte é fabricado em madeira, plástico, alumínio entrançado ou alumínio rígido, e a cabeça em algodão, poliéster standard, poliéster ou viscose.

Finalidade prevista:

Os esfregaços com e sem meio de transporte são produtos invasivos estéreis para colheita de amostras por contacto direto com o paciente, de tipo cirúrgico, com e sem meio de transporte para posterior análise microbiológica, por parte de pessoal de saúde especializado e nas condições higiénicas apropriadas. O escovilhão destina-se a ser utilizado em ambientes clínicos hospitalares.

Apresentação:

- Escovilhões esterilizados embalados unitariamente em peel-pack, flow-pack ou em tubo.
- Escovilhões com meio de transporte, apresentam-se embalados unitariamente num peel-pack descascável, que contém um escovilhão e um tubo com o meio de transporte.

Avisos:

1. Se a embalagem da unidade estiver quebrada, não utilize o cotonete, pois não há garantia de esterilidade.
2. Não utilize se algum componente estiver faltando ou se as informações impressas do produto não forem exibidas corretamente.
3. Descarte o produto se encontrar escovas e/ou escovas sujas, quebradas e/ou lascadas. com o cabeçote não compactado e/ou sem ele.
4. Não use se o prazo de validade tiver sido excedido.
5. Não utilizar caso seja observada alteração no meio de transporte.
6. Não ingerir o meio de transporte em hipótese alguma.
7. Apenas para utilização única. A reutilização deste produto pode causar infeções.
8. Manuseie com cuidado. Embora improvável, aplicar muita pressão durante o uso pode quebrar a escova. Se quebrado, descarte imediatamente.

9. As escovas sem meio de transporte não requerem condições especiais de armazenamento. Para esfregaços com meio de transporte, é aconselhável armazená-los em local seco, protegido da luz solar e a uma temperatura entre 2-30°C.

Precauções gerais:

1. Não é adequado para qualquer outra aplicação que não seja o seu uso previsto.
2. Para uso pediátrico recomenda-se o escovilhão com suporte de plástico ou de alumínio.
3. O uso do escovilhão não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos.
4. Nos escovilhões com meio de transporte incluem-se instruções de utilização com gráficos na embalagem primária (peel-pack).
5. Os escovilhões, depois de utilizados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. Os escovilhões não utilizados podem ser considerados como produtos não perigosos e podem ser eliminados de acordo com este critério.

Bibliografia:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importância do diagnóstico de laboratório e da recolha de amostras para o diagnóstico e tratamento de micoses em Podologia. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recolha, transporte e processamento geral das amostras no laboratório de Microbiologia. Procedimentos de Microbiologia Clínica. Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOS
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD. B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOS
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOS
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLON 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOS
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOS SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOS WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOS
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOS
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOS
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOS
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOS
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOS
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOS
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOS NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Glossário de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Código de lote		Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalab.es/eifus	 QTY	Quantidade	 STERILE R	Estéril por radiação
 IVD	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro	 MD	Produto Sanitário		Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Não reutilizar	 STERILE EO	Estéril por óxido de etileno
	Mantenha-o fora da luz do sol		Fabricante		Prazo de validade		Marcação CE		Temperatura armazenamento
 UDI	Identificação única do dispositivo		Data de fabricação		Sistema exclusivo de barreira estéril				

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.

Escovilhão para coleção:  **0318** 

Tubo com meio:  **IVD**

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es