

STERILNÉ TAMPÓNY S A BEZ TRANSPORTNÉHO MÉDIA

Produkt je určený na jedno použitie. Výterové tampóny sú sterilizované etylénoxidom alebo žiarením (je to uvedené na každom obale). Transportné médiá sú zaradené medzi in vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky (IVD), zatiaľ čo výterové tampóny na tyčinke balené spolu so skúmavkou s transportným médiom, sú zaradené medzi zdravotnícke pomôcky (MD) a vzťahuje sa na ne európsky certifikát CE0318. Tyčinka na ktorej je upevnený tampón je vyrobená z dreva, plastu, pleteného hliníka, alebo pevného hliníka a tampón je vyrobený z bavlny, štandardného polyesteru, polyesteru alebo viskózy.

Zamýšľaný účel:

Výtery s dopravnými prostriedkami a bez nich sú sterilné invazívne produkty na odber vzoriek priamym kontaktom s pacientom, chirurgického typu, s dopravnými prostriedkami aj bez nich na následnú mikrobiologickú analýzu, špecializovaným zdravotníckym personálom a za vhodných hygienických podmienok. Tampón je určený na použitie v klinicko-nemocničnom prostredí.

Možnosti a balenia:

- Sterilné tampóny na tyčinke bez transportného média, sú jednotlivito balené v plastovom obale s odlupovacou papierovou podložkou (peel-pack), plastovom obale bez podložky (flow-pack) alebo samostatne v skúmavke.
- Sterilné tampóny na tyčinke s transportným médiom obsahujú samostatne balený tampón na tyčinke v odlupovacom obale s papierovou podložkou (peel-pack) a samostatnú skúmavku s transportným médiom.

Varovania:

1. Ak sa obal jednotky rozbije, tampón nepoužívajte, pretože nemá žiadnu záruku sterility.
2. Nepoužívajte, ak niektorý komponent chýba alebo ak sa vytlačené informácie o produkte nezobrazujú správne.
3. Výrobok zlikvidujte, ak nájdete akékoľvek špinavé, zlomené a/alebo roztrieštené kefky a/alebo s nezhatnutou hlavou a/alebo bez nej.
4. Nepoužívajte, ak bol prekročený dátum expirácie.
5. Nepoužívajte, ak spozorujete zmeny v dopravnom prostriedku.
6. Za žiadnych okolností neprehltnite dopravný prostriedok.
7. Len na jednorazové použitie. Opakované použitie tohto produktu môže spôsobiť infekcie.
8. Zaobchádzajte opatrne. Aj keď je to nepravdepodobné, príliš veľký tlak počas používania by mohol kefku zlomiť. Ak je zlomený, okamžite ho zlikvidujte.

9. Štetce bez prepravných prostriedkov nevyžadujú špeciálne skladovacie podmienky. Výtery s dopravnými prostriedkami je vhodné skladovať na suchom mieste, chránenom pred slnečným žiarením a pri teplote medzi 2-30°C.

Všeobecné preventívne opatrenia:

1. Produkt nie je vhodný na iné použitie, než na aké je určený.
2. Pre pediatrické použitie sa odporúča použiť tampón s plastovou alebo hliníkovou tyčinkou.
3. Použitie tampónu na tyčinke nepredstavuje pre používateľov žiadne ťažkosti.
4. V prípade tampónov na tyčinke s transportným médiom je návod na použitie s grafikou súčasťou každého balenia (peel-pack).
5. Po použití by ste tampóny mali dekontaminovať alebo s nimi zaobchádzať ako s kontaminovaným nemocničným odpadom. Je zodpovednosťou každého laboratória manipulovať s odpadom, zaobchádzať s ním a likvidovať ho podľa predpisov. Nepoužitý tampón na tyčinke môžu byť považované za zdravotne nezávadné produkty a môžu byť zlikvidované podľa tohto kritéria.

Bibliografia:

1. Cuñé J. a kol. Kultivácia povrchového výteru je užitočná na mikrobiologickú diagnostiku pri akútnych infekciách protetických kĺbov. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, a kol. Význam laboratórnej diagnostiky a odberu vzoriek pre diagnostiku a liečbu mykózy v podiatrii. El Peu, 29 (4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Odber, transport a celkové spracovanie vzoriek v mikrobiologickom laboratóriu. Postupy v klinickej mikrobiológii. Španielska spoločnosť pre infekčné choroby a klinickú mikrobiológiu (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSA
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD. B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSA
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLON 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSA
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSA SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON


Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSA
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSA
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSA
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSA
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSA
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSA
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSA
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSA NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIÉSTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Slovník symbolov:

 REF	Katalógové číslo	 LOT	Číslo šarže		Prečítajte si návod na použitie na webovej stránke www.deltalab.es/eifus	 QTY	Množstvo	 STERILE R	Sterilné žiarením
 IVD	Produkt na diagnostiku in vitro	 MD	Lekárska pomôcka		Nepoužívajte, ak je obal poškodený		Nepoužívajte znova	 STERILE EO	Sterilné etylén/oxidom
	Skladovať mimo slnečného svetla		Výrobca		Dátum expirácie		Označenie CE		Teplota skladovania
 UDI	Výrobné číslo		Dátum výroby		Sterilný bariérový systém				

V prípade vážneho incidentu* súvisiaceho s produktom informujte spoločnosť Deltalab, SL a príslušný orgán štátu, v ktorom má používateľ sídlo. *Závažným incidentom sa rozumie taký incident, ktorý vedie k smrti alebo vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo užívateľa alebo k vážnemu ohrozeniu verejného zdravia.

Tampón na tyčinke:



Skúmavka s médiom:



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es