

STERILNI BRIS SA I BEZ TRANSPORTNOG MEDIJA

Namijenjen za jednokratnu upotrebu. Brisevi sterilizirani etilen oksidom ili zračenjem (naznačeno u primarnom pakiranju).

Transportni mediji su medicinska sredstva za in vitro dijagnostiku (IVD), dok su brisevi, sa ili bez medija, medicinska sredstva (MDD) s certifikatom CE0318.

Drška je izrađena od drveta, plastike, tordiranog aluminija ili krutog aluminija, a vrh je od pamuka, standardnog poliestera ili viskoze.

Namjena:

Brisevi sa i bez transportnog sredstva su sterilni invazivni proizvodi za uzimanje uzoraka direktnim kontaktom sa pacijentom, hiruškog tipa, sa i bez transportnog sredstva za naknadnu mikrobiološku analizu, od strane specijalizovanog zdravstvenog osoblja i pod odgovarajućim higijenskim uslovima. Bris je predviđen za upotrebu u kliničko-bolničkim okruženjima.

Pakiranje:

- Sterilni brisevi pojedinačno pakirani u „peel-pack“ ili „flow-pack“ vrećice ili posudice.
- Brisevi sa transportnim medijem pakirani su u pojedinačne peel vrećice kojima se otkida vrh, koje sadrži bris i posudicu s transportnim medijem.

Upozorenja:

1. Ako se pakovanje jedinice pokvari, nemojte koristiti bris jer nema garancije za sterilnost.
2. Nemojte koristiti ako bilo koja komponenta nedostaje ili ako odštampane informacije o proizvodu nisu ispravno prikazane.
3. Odbacite proizvod ako nađete prljave, slomljene i/ili razbijene četke i/ili sa glavom koja nije zbijena i/ili bez nje.
4. Nemojte koristiti ako je istekao rok trajanja.
5. Ne koristiti ako se uoče promjene na transportnom sredstvu.
6. Ni pod kojim okolnostima ne gutajte transportno sredstvo.
7. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba ovog proizvoda može uzrokovati infekcije.
8. Pažljivo rukujte. Iako je malo vjerovatno, previše pritiska tokom upotrebe može slomiti četkicu. Ako se pokvari, odmah bacite.

9. Četke bez transportnog sredstva ne zahtevaju posebne uslove skladištenja. Za briseve sa transportnim sredstvom preporučljivo je da se čuvaju na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti i na temperaturi između 2-30°C.

Opšte mjere predostrožnosti:

1. Nije prikladno ni za jednu drugu primjenu osim namijenjene.
2. Za korištenje na pedijatrijskoj populaciji, preporučuje se korištenje briseva sa plastičnom ili aluminijском drškom.
3. Korištenje brisa ne predstavlja nikakve teškoće za predviđene krajnje korisnike.
4. Brisevi sa transportnim medijem uključuju uputstva na primarnom pakiranju (peel pouch vrećica) sa slikama koje objašnjavaju korištenje.
5. Nakon upotrebe, brisevi se moraju dekontaminirati i tretirati kao kontaminirani medicinski otpad. Laboratorije su odgovorne za rukovanje, tretiranje i odlaganje otpada u skladu sa propisima. Neiskorišteni brisevi mogu se smatrati neopasnim proizvodima i odložiti na otpad shodno tome.

Reference:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSE
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300250.M	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Description
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP
300261.M	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSE
300285	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSE
300287	AMIES SWAB PS+VISCOSE
300290	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS W/VISCOSE
300298	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSE
300280.2	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSE
300281/1	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSE
300284.SE	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSE NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Ref	Description
300285.BO	AMIES SWAB CARBON PS+VISCOSE
300287.BO	AMIES SWAB PS+VISCOSE
300295.BO	STUART PS+VISCOSE

Rječnik simbola:

 Kataloški broj	 Broj serije	 Pročitati uputstvo za upotrebu na web lokaciji www.deltalab.es/eifus	 Količina	 Sterilizirano zračenjem
 In vitro dijagnostika	 Medicinsko sredstvo	 Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno	 Ne smije se ponovo koristiti	 Sterilizirano etilen oksidom
 Čuvati dalje od sunčevog svjetla	 Proizvođač	 Upotrijebiti do	 CE oznaka	 Temperatura skladištenja
 Jedinstveni identifikator uređaja	 Datum proizvodnje	 Jedinstveni sistem sterilne barijere		

U slučaju ozbiljnog incidenta* vezanog za proizvod, obavijestite kompaniju Deltalab, S.L. kao i nadležno tijelo u državi u kojoj se nalazi korisnik. *Pod „ozbiljnim incidentom“ se podrazumijeva onaj koji dovodi do smrtnog ishoda ili ozbiljnog narušavanja zdravlja pacijenta ili korisnika, ili ozbiljne prijetnje po javno zdravlje.

Bris za prikupljanje uzorka:  

Posudica s medijem:  

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es