

STERILNÍ TAMPONY S TRANSPORTNÍM MÉDIEM A BEZ NĚJ

Produkt na jedno použití. Tampóny sterilizované etylenoxidem nebo zářením (uvedeno na obalu).

Transportní média jsou in vitro diagnostické (IVD) zdravotnické prostředky, zatímco výtěry, s médiem nebo bez média, jsou zdravotnické prostředky (MD).
a vztahuje se na ně CE0318.

Rukojeť je vyrobena ze dřeva, plastu, pleteného hliníku nebo tuhého hliníku a tampon je vyroben z bavlny, standardního polyesteru, polyesteru nebo viskózy.

Použití:

Výtěry s transportními prostředky i bez nich jsou sterilní invazivní produkty pro odběr vzorků přímým kontaktem s pacientem, chirurgického typu, s transportními prostředky i bez nich pro následnou mikrobiologickou analýzu, specializovaným zdravotnickým personálem a za vhodných hygienických podmínek. Tampon je určen k použití v prostředí klinické nemocnice.

Prezentace:

- Sterilní tampóny jednotlivě zabalené v peel-pack, flow-pack nebo zkumavce.
- Tampóny s transportním médiem, jsou jednotlivě baleny do odlupovatelného peelpacku, který obsahuje tampon a tubu s transportním médiem.

Upozornění:

1. Pokud se obal jednotky rozbije, tampon nepoužívejte, protože nemá žádnou záruku sterility.
2. Nepoužívejte, pokud některá součást chybí nebo pokud se tištěné informace o produktu nezobrazují správně.
3. Zlikvidujte výrobek, pokud najdete špinavé, rozbité a/nebo roztříštěné kartáčky a/nebo s nezhužnou hlavou a/nebo bez ní.
4. Nepoužívejte, pokud bylo překročeno datum použitelnosti.
5. Nepoužívejte, pokud jsou na dopravním prostředku pozorovány změny.
6. Za žádných okolností nepoužívejte dopravní prostředek.
7. Pouze pro jednorázové použití. Opakované použití tohoto produktu může způsobit infekce.
8. Zacházejte opatrně. I když je to nepravděpodobné, příliš velký tlak během používání by mohl kartáč zlomit. Pokud se rozbije, okamžitě vyhoďte.

9. Kartáče bez přepravních prostředků nevyžadují zvláštní podmínky skladování. Výtěry s přepravními prostředky je vhodné skladovat v suchu, chráněném před slunečním zářením a při teplotě mezi 2-30°C.

Obecná opatření:

1. Nevhodné pro jinou aplikaci, než pro kterou je určeno.
2. Pro pediatrické použití se doporučuje výtěrový tampon s plastovou nebo hliníkovou podložkou.
3. Použití tamponu nepředstavuje pro zamýšlené uživatele žádné zdravotní riziko.
4. U tampónů s transportním médiem je návod k použití s grafikou součástí primárního balení (peel-pack).
5. Po použití by tampóny měly být dekontaminovány nebo s nimi nakládáno jako s kontaminovaným nemocničním odpadem. Je odpovědností každé laboratoře zacházet s odpady, nakládat s nimi a likvidovat je podle předpisů. Nepoužité tampóny lze považovat za zdravotně nezávadné produkty a lze je podle těchto kritérií likvidovat.

Bibliografie:

1. Cuñé J. a kol. Kultivace povrchového výtěru je užitečná pro mikrobiologickou diagnostiku u akutních infekcí protetických kloubů. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, a kol. Význam laboratorní diagnostiky a odběru vzorků pro diagnostiku a léčbu mykózy v podiatrii. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Odběr, transport a celkové zpracování vzorků v mikrobiologické laboratoři. Postupy v klinické mikrobiologii. Španělská společnost pro infekční nemoci a klinickou mikrobiologii (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSE
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300250.M	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Description
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP
300261.M	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSE
300285	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSE
300287	AMIES SWAB PS+VISCOSE
300290	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS W/VISCOSE
300298	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSE
300280.2	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSE
300281/1	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSE
300284.SE	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSE NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Ref	Description
300285.BO	AMIES SWAB CARBON PS+VISCOSE
300287.BO	AMIES SWAB PS+VISCOSE
300295.BO	STUART PS+VISCOSE

Slovníček symbolů:

REF Katalogové číslo	LOT Číslo šarže	 <i>Přečtěte si návod k použití na webu www.deltalab.es/eifus</i>	QTY Množství	STERILE R Sterilní pro ozáření
IVD Lékařské zařízení pro diagnostiku in vitro	MD Zdravotnické zařízení	 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen	 Znovu nepoužívejte	STERILE EO Rez sterilní ethylenem
 Drž se mimo sluneční světlo	 Výrobce	 Datum expirace	 označení CE	 Teplota do odložného prostoru 30°C
UDI Jedinečný identifikátor zařízení	 Datum výroby	 Unikátní systém sterilní bariéry		

V případě vážného incidentu* souvisejícího s produktem informujte společnost Deltalab, SL a příslušný úřad státu, ve kterém je uživatel usazen. *Závažným incidentem se rozumí takový incident, který vede k úmrtí nebo vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo uživatele nebo k vážnému ohrožení veřejného zdraví.

Štětce na sběr:  0318 

Trubka s médiem:  

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es