

КОНТЕЙНЕР С ДЪЛГА КАНЮЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА 24-ЧАСОВА УРИНА BD VACUTAINER®

За събиране, съхранение и транспортиране на проби от урина.
Внимателно прочетете листовката на продукта, преди да го използвате.
Еднократна употреба. Нестерилно.
Продуктът не е изработен с естествен каучуков латекс или сух естествен каучук.
За *in vitro* диагностична употреба.

Предназначение:

Градуиран 3-литров контейнер за събиране на урина с вграденото изделие за прехвърляне, предназначен за събиране, съхранение и транспортиране на проби от урина. Продуктът е предназначен да бъде използван от пациент за събиране на отделената урина в течение на 24 часа за последващо изследване. Урината може да бъде прехвърляна чрез вграденото изделие за прехвърляне във вакуумна епруветка за транспортиране и съхранение.

Начин на събиране:

- 1) Здравният специалист се снабдява със и предава контейнер на пациента и го предупреждава да не отстранява етикета, поставен върху капачката с цел предпазване от пробождање с игла от системата за прехвърляне на проби.
- 2) Пациентът отстранява капака от контейнера, като внимава дългата канюла на системата за прехвърляне на проби да не се допре до каквото и да било.
- 3) Пациентът събира проба съгласно инструкцията на здравното заведение.
- 4) Пациентът отделя пробата директно в контейнера при всяко свое уриниране и поставя отново капака върху контейнера, за да се избегне замърсяване.
- 5) Пациентът трябва да бъде инструктиран да върне контейнера на здравния специалист след събирането на 24-часовата урина.
- 6) Следвайте стандартните предпазни мерки при тестване на пробата: използвайте ръкавици, лабораторна престилка, защитно средство за очите или други лични предпазни средства за защита срещу потенциални пръски от пробата, изтичане или възможно излагане на въздействието на патогени.
- 7) Поставете бутилката изправена върху равна и чиста повърхност. Контейнерът може да бъде наклонен, ако обемът на пробата, която съдържа, е малък.
- 8) Отстранете етикета от капака, за да достигнете вградената в контейнера система за прехвърляне.
- 9) Поставете вакуумната епруветка с капачката, обърната надолу, в кухината на капака.
- 10) Придвигнете епруветката върху точката за пробождање, за да навлезе иглата на системата за прехвърляне в капачката.
- 11) Дръжте епруветката в това положение, докато епруветката се напълни.
- 12) Когато се напълни, отстранете епруветката от системата за прехвърляне.
- 13) Повторете стъпки 4 – 7 за напълване на допълнителни вакуумни епруветки и след като сте готови, поставете етикета в кухината на капачката, за да я запечатате отново и да се предотврати инцидентно пробождање с иглата.

Предпазна мярка:

Бъдете предпазливи, когато боравите с капака на контейнера, който съдържа игла под етикета. Внимавайте също и с канюлата за прехвърляне, в която се намира иглата.

Не е подходящо за приложение, различно от предназначението. Не стискайте и не притискайте контейнера. Не използвайте, ако има признаци за счупване или влошаване на целостта на контейнера. Не използвайте, ако има замърсявания по контейнера. Не използвайте, ако при отстраняване на етикета от капака иглата, която формира системата за прехвърляне и за извличане на проба, е счупена или огъната. За еднократна употреба при събиране на 24-часова урина. Не използвайте повторно. Повторната употреба на този продукт може да повлияе на последващия анализ на взетата проба. При съхранение не излагайте на светлина и влага. Да не се използва продукта, ако напечатаната информация не се вижда както трябва. Да не се използва продукта, ако срокът на годност е изтекъл отдавна.

Специални предпазни мерки:

 Здравните специалисти трябва да валидират употребата на контейнера за комбинациите от инструмент за анализ/система от реактиви, които използват, и условията на съхранение на пробите.

Транспортиране на проби от урина:

1. За транспортиране на контейнер до лабораторията предоставете подходящо предупреждение, като използвате етикет и опаковате за предотвратяване на нараняване от неволно убождане, причинено от острия предмет, намиращ се под етикета. Внимателно поставете повторно етикета върху кухината на вграденото изделие за прехвърляне. Третирайте винтовата капачката на контейнера с проба като замърсен остър предмет. Ако проба от урина съдържа кръв, всички изделия за взимане на проба трябва да бъдат класифицирани като биологично опасни за целите на боравенето с тях и изхвърлянето им. Отговорност на всяка лаборатория е да борави със, третира и изхвърля отпадъците съгласно действащото законодателство. Неизползваните контейнери могат да бъдат считани за неопасни и да бъдат изхвърляни съгласно тези критерии.
2. Обозначете епруветките с правилния етикет с името на пациента, ИД, дата и час на взимане и всякаква допълнителна информация, изисквана от политиката на Вашето здравно заведение.
3. Обозначете с правилния етикет и опаковайте всеки контейнер, използван за транспортиране на проби до друго място, в съответствие с приложимите местни, държавни и федерални изисквания.

Библиография:

1. Kass, EH. Asymptomatic Infections of the Urinary Tract. Trans Assoc Amer Phys. 1956;6956-64.
2. Merritt AD, Sanford, JD. Sterile voided urine culture. J Lab Clin Med. 1958;52:463-470.
3. Kass EH. Bacteriuria and the diagnosis of infections of the urinary tract. Arch Intern Med. 1957;100:700-714.
4. Barry AL, et al. Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Cumitech 2, Washington, DC: American Society for Microbiology, 1975.
5. O'Grady F, Catell WR. Kinetics of urinary tract infections. Br J Urol. 1966;38:149-151.
6. Hendman R, et al. Effect of delay on culture of urine. J Clin Microbiol. 1976;4:102-103.
7. Jefferson N, et al. Transportation delay and the microbiological quality of clinical specimen. Am J Clin Pathol. 1957;64:689-693.
8. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), Urinalysis - Approved Guideline – Third Edition, GP16-A3, Wayne, PA, 2009.

Речник на символите:

 REF	Каталожен номер		Не употребявай повторно!		Не използвай, ако е нарушена целостта на опаковката		Предпазни мерки
 IVD	Диагностично медицинско изделие in vitro		Производител		Използвайте до		CE маркировка
	Не излагай на пряка слънчева светлина		Дистрибутор	 QTY	Количество	 UDI	Уникален идентификатор на устройството
	Консултирайте се с инструкциите за употреба, публикувани в уебсайта www.deltalabgroup.com/bd-eifus		Вносител	 LOT	Партиден код		Швейцарски упълномощен представител

В случай на сериозен инцидент*, свързан с продукта, уведомете както Deltalab, S.L. както и компетентния орган на държавата, в която е установен потребителят. * „Сериозен инцидент“ се определя като такъв, който води до смърт или сериозно влошаване на здравето на пациента или потребителя, или сериозна заплаха за общественото здраве.