

BD VACUTAINER® 24 ÓRÁS VIZELETGYŰJTŐ TARTÁLY HOSSZÚ KATÉTERREL

Vizeletminták gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához.
Használat előtt alaposan olvassa át a termék használati utasítását.
Egyszer használatos. Nem steril.

A termék előállításához nem használtak természetes gumilatexet vagy száraz természetes gumit.
In vitro diagnosztikai felhasználásra.

Alkalmazási terület:

Beosztással ellátott, 3 literes vizeletgyűjtő tartály egy integrált vizelettovábbító eszközzel a vizeletminták gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához. A termék a betegek számára készült, hogy összegyűjtse a 24 óra alatt kiválasztott vizeletet a további vizsgálat céljából. Szállításához és tárolásához a vizeletet az integrált vizelettovábbító eszközzel lehet átvinni a vákuumos csőbe.

Gyűjtési módszer:

- 1) Az egészségügyi szakember beszerzi és átadja a betegnek a tartályt, és figyelmezteti, hogy ne távolítsa el a kupakon lévő címkét, ami véd, hogy véletlenül ne szűrje meg magát a mintatovábbító rendszer tűjével.
- 2) A beteg leveszi a tartály fedelét, gondosan odafigyelve, hogy a mintatovábbító rendszer hosszú katétere ne érjen semmihez.
- 3) A beteg az intézmény utasításai szerint leveszi a mintát.
- 4) A beteg közvetlenül a tartályba veszi le a mintát minden alkalommal, amikor vizelet, majd visszahelyezi annak fedelét, hogy megakadályozza a szennyeződést.
- 5) A beteget arra kéri, hogy a 24 órás vizeletgyűjtés befejeződése után juttassa vissza a tartályt az egészségügyi szakembernek.
- 6) A minta vizsgálata során tartsa be a szokásos óvintézkedéseket: viseljen kesztyűt, laborköpenyt, védőszemüveget vagy egyéb védőfelszerelést, ami véd a minta esetleges kifröccsenésétől, szivárgásától, vagy egyéb lehetséges okoktól, ami miatt kórokozókka érintkezhet.
- 7) Helyezze a tartályt nyílással felfelé egy síma és tiszta felületre. Megdöntheti a tartályt, ha a benne lévő minta mennyisége csekély.
- 8) Vegye le a címkét a fedélről, hogy hozzáférjen a tartály integrált mintatovábbító rendszeréhez.
- 9) Helyezze be a vákuumcsövet a fedélen lévő lyukba úgy, hogy a kupak lefelé néz.
- 10) Tolja beljebb a csövet a hegyes részre, hogy a mintatovábbító rendszer tűje átszúrja a kupakot.
- 11) Tartsa ebben a helyzetben a csövet, amíg meg nem tölti.
- 12) Ha megtelt, vegye le a csövet a mintatovábbító rendszerről.
- 13) A további vákuumcsövek megtöltéséhez ismételje meg a 4-7. lépéseket, majd helyezze vissza a címkét a kupak üregére, hogy a tű ne hogy véletlenül megszurjon valakit.

Óvintézkedések:

Óvatosan bányon a tartály fedelével, mert a címke alatt található a tű. Óvatosan kezelje a tűt tartalmazó mintatovábbító katétert is.

A rendeltetésszerű használaton kívüli egyéb alkalmazásra nem használható. Ne szorítsa össze és ne nyomja meg a tartályt. Ne használja, ha a tartályon törés vagy egyéb sérülés látható. Ne használja, ha a tartályban szennyeződés van. Ne használja, ha a fedélről levéve a címkét azt látja, hogy a mintatovábbító rendszer tűje elgömbült vagy eltört. Egyszer használatos, 24 órás vizeletgyűjtésre. Nem használható fel többször. Jelen termék ismételt használata befolyásolhatja a levett minta későbbi elemzését. Fénytől és nedvességtől védve tárolja. Ne használja a terméket, ha a nyomtatott információ nem látható megfelelően. Ne használja a terméket, ha a lejárati dátum már elmúlt.

Speciális óvintézkedések:

 Az egészségügyi szakembereknek validálniuk kell a tartály használatát az adott vizsgálóműszer/reagens rendszer kombinációi és a mintatárolási körülmények szempontjából.

Vizeletminták szállítása:

1. A tartály laboratóriumba történő szállításához lássa el megfelelő figyelmeztetéssel és csomagolással, hogy a címke alatti hegyes tárgy ne hogy valakit véletlenül megszurjon. A címkét gondosan helyezze vissza a fedélben található üregben lévő mintatovábbító eszközre. Szennyezett éles eszközként kezelje a mintatároló csavaros tetejét. Ha a vizeletminta vért tartalmaz, minden mintagyűjtő eszközt biológiailag veszélyesnek kell minősíteni a kezelés és az ártalmatlanítás során. Az adott laboratórium felelőssége, hogy az érvényes előírásoknak megfelelően mozgassa, kezelje és ártalmatlanítsa a hulladékot. A fel nem használt tartályokat nem kell veszélyesnek tekinteni, így ennek megfelelően lehet ezeket ártalmatlanítani.
2. A csöveket megfelelően címkézz fel a betegek neveivel, azonosítóival, a mintagyűjtés dátumával és időpontjával, valamint az intézmény előírásai által megkövetelt egyéb adatokkal.
3. A minta másik helyre történő szállítására használt bármilyen tárolóedényt megfelelően címkézzen fel és csomagoljon be, ahogy azt a vonatkozó helyi, állami vagy szövetségi előírások megkövetelik.

Szakirodalom:

1. Kass, EH. Asymptomatic Infections of the Urinary Tract. Trans Assoc Amer Phys. 1956;6956-64.
2. Merritt AD, Sanford, JD. Sterile voided urine culture. J Lab Clin Med. 1958;52:463-470.
3. Kass EH. Bacteriuria and the diagnosis of infections of the urinary tract. Arch Intern Med. 1957;100:700-714.
4. Barry AL, et al. Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Cumitech 2, Washington, DC: American Society for Microbiology, 1975.
5. O'Grady F, Catell WR. Kinetics of urinary tract infections. Br J Urol. 1966;38:149-151.
6. Hendman R, et al. Effect of delay on culture of urine. J Clin Microbiol. 1976;4:102-103.
7. Jefferson N, et al. Transportation delay and the microbiological quality of clinical specimen. Am J Clin Pathol. 1957;64:689-693.
8. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), Urinalysis - Approved Guideline – Third Edition, GP16-A3, Wayne, PA, 2009.

Szimbólumjegyzék:

 Katalógusszám	 Újrafelhasználása tilos	 Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült	 Figyelem
 In Vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz	 Gyártó	 Lejárat napja	 CE-jelölés
 Napfény nem érheti	 Elosztó	 Mennyiség	 Egyedi eszközazonosító
 Tanulmányozza a webhelyen található használati utasítást: www.deltalabgroup.com/bd-eifus	 Importőr	 Gyártási tételszám	 Svájci meghatalmazott képviselő

A termékkel kapcsolatos súlyos incidens* esetén értesítse mindkét Deltalab, S.L. valamint a felhasználó székhelye szerinti állam illetékes hatósága.

*Súlyos eseménynek minősül az, amely a beteg vagy felhasználó halálát vagy egészségi állapotának súlyos romlását, vagy a közegészségügy súlyos fenyegetését eredményezi.



 **confinis ch-rep ag**
Hauptstrasse 16
3186 Düringen, Switzerland
+41 26 494 8 494
info.ch@confinis.com

 **CH**
Becton Dickinson AG
Binnerstrasse 94,
4123 Allschwil,
Switzerland.

 **DELTALAB, S.L.**
Plaza de la Verneda 1, Pol. Ind. La Llana
08191 Rubí, Barcelona. España / Spain
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com