

BD VACUTAINER® 24 STUNDU URĪNA PARAUGU SAVĀKŠANAS TVERTNE AR GARU KANULU

Urīna paraugu savākšanai, glabāšanai un transportēšanai.
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet izstrādājuma apkārtrakstu.
Vienreizējas lietošanas. Nesterils.
Produkts nesatur dabīgo gumijas lateksu un sausu dabīgo kaučuku.
Izmantošanai *in vitro* diagnostikā.

aredzētais lietojums.

Iedalās sadalīta 3 litru urīna paraugu savākšanas tvertne ar integrētu pārvešanas ierīci, kas paredzēta urīna paraugu savākšanai, glabāšanai un transportēšanai. Produkts ir paredzēts lietošanai pacientiem, lai savāktu urīna paraugus, kas izdalīti 24 stundu laikā, tālākai izmeklēšanai. Urīnu var pārnest, izmantojot integrēto pārvešanas ierīci, atbrīvotā stobriņā transportēšanai un glabāšanai.

Paraugu savākšanas metode.

1. Veselības aprūpes speciālists iegūst un piegādā tvertni pacientam, kā arī brīdina pacientu nenoņemt etiķeti uz vāciņa, kas nodrošina aizsardzību pret punkciju ar adatu no paraugu pārvešanas sistēmas.
2. Pacients noņem vāku no tvertnes, ievērojot piesardzību, lai paraugu pārvešanas sistēmas garā kanula nekam nepieskartos.
3. Pacients savāc paraugu atbilstoši iestādes norādījumiem.
4. Pacients nodod paraugu tieši tvertnē ikreiz, kad urinē, un uzliek vāku atpakaļ uz tvertnes, lai nepieļautu piesārņojumu.
5. Pacientam tiek sniegti norādījumi atgriezt tvertni veselības aprūpes speciālistam pēc 24 stundu urīna paraugu savākšanas.
6. Pārbaudot paraugu, ievērojiet standarta piesardzības pasākumus: lietojiet cimds, laboratorijas virsvalku, acu aizsarglīdzekļus vai citus individuālos aizsarglīdzekļus, lai nodrošinātu aizsardzību pret paraugu iespējamu izšļakstīšanos, noplūdi vai iespējamu pakļaušanu patogēnu iedarbībai.
7. Novietojiet pudeli vertikāli uz plakanas un tīras virsmas. Ja tvertnē esošā parauga apjoms ir neliels, tā var sasvērties.
8. Noņemiet etiķeti no vāka, lai sasniegtu tvertnes integrēto pārvešanas sistēmu.
9. Ievietojiet vakuuma stobriņu ar vāciņu uz leju vāka dobumā.
10. Virziet stobriņu pāri punkcijas punktam, lai ievadītu pārvešanas sistēmas adatu vāciņā.
11. Turiet stobriņu savā vietā, līdz stobriņš tiek piepildīts.
12. Izņemiet stobriņu no pārvešanas sistēmas, kad tas ir pilns.
13. Atkārtojiet 4.–7. darbību, lai piepildītu papildu vakuuma stobriņus, un pēc pabeigšanas ievietojiet etiķeti vāciņa dobumā, lai atkārtoti noslēgtu vāciņu un nepieļautu nejaušu punkciju ar adatu.

Piesardzības pasākumi.

Ievērojiet piesardzību, strādājot ar tvertnes vāku, kas satur adatu zem etiķetes. Ievērojiet piesardzību arī ar pārvešanas kanulu, kas satur adatu.

Nav piemērots citiem izmantošanas veidiem. Nesaspiediet un nespiediet tvertni. Neizmantojiet, ja ir redzamas tvertnes bojājumu vai nolietošanās pazīmes. Nelietojiet, ja uz tvertnes ir netīrumi. Nelietojiet, ja, noņemot etiķeti no vāka, adata, kas veido pārvešanas sistēmu paraugu iegūšanai, ir salauzta vai saliekta. Vienreizējai lietošanai 24 stundu urīna paraugu savākšanas laikā. Nelietot atkārtoti. Atkārtota šī produkta lietošana var ietekmēt paņemto paraugu tālāko analīzi. Sargājiet no gaismas un mitruma. Nelietojiet produktu, ja drukātā informācija nav pareizi attēlota. Nelietojiet produktu, ja ir beidzies derīguma termiņš.

Īpaši piesardzības pasākumi.

⚠ Veselības aprūpes speciālistiem ir jāapstiprina tvertnes lietošana specifiskām pārbaudes instrumentu/reaģentu sistēmu kombinācijām un paraugu glabāšanas apstākļiem.

Urīna paraugu transportēšana.

1. Transportējot tvertni uz laboratoriju, nodrošiniet atbilstošu aizsardzību pret nejaušu saduršanos ar adatu, kas atrodas zem uzlīmes, izmantojot atbilstošu iepakojumu un marķējumus. Rūpīgi uzlieciet atpakaļ uzlīmi uz iestrādātās pārvešanas ierīces padziļinājuma. Parauga trauciņa skrūvējamais vāciņš ir uzskatāms par piesārņotu asu priekšmetu. Ja urīna paraugs satur asinis, visas paraugu savākšanas ierīces ir jāapstrādā un jāutilizē kā bioloģiski bīstamas. Katra laboratorija ir atbildīga par atkritumu apstrādi un utilizēšanu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Neizmantojiet tvertnes var uzskatīt par nekaitīgām un utilizēt atbilstoši šiem kritērijiem.
2. Pareizi marķējiet stobriņus, norādot pacienta vārdu/uzvārdu, ID, savākšanas datumu un laiku un citu papildinformāciju, ko pieprasa jūsu iestādes noteikumi.
3. Visas paraugu transportēšanai izmantotās tvertnes ir pareizi jāmarķē un jāiepako saskaņā ar piemērojamo vietējo, valsts vai federālo likumdošanu.

Atsauces.

1. Kass, EH. Asymptomatic Infections of the Urinary Tract. Trans Assoc Amer Phys. 1956;69:56-64.
2. Merritt AD, Sanford, JD. Sterile voided urine culture. J Lab Clin Med. 1958;52:463-470.
3. Kass EH. Bacteriuria and the diagnosis of infections of the urinary tract. Arch Intern Med. 1957;100:700-714.
4. Barry AL, et al. Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Cumitech 2, Washington, DC: American Society for Microbiology, 1975.
5. O'Grady F, Catell WR. Kinetics of urinary tract infections. Br J Urol. 1966;38:149-151.
6. Hendman R, et al. Effect of delay on culture of urine. J Clin Microbiol. 1976;4:102-103.
7. Jefferson N, et al. Transportation delay and the microbiological quality of clinical specimen. Am J Clin Pathol. 1957;64:689-693.
8. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), Urinalysis - Approved Guideline – Third Edition, GP16-A3, Wayne, PA, 2009.

Simbolu vārdnīca.

 Kataloga numurs	 Nelietot atkārtoti	 Nelietot, ja iepakojums ir bojāts	 Piesardzība
 Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā	 Ražotājs	 Izlietot līdz	 CE marķējums
 Sargājiet no tiešiem saules stariem	 Izplatītājs	 Daudzums	 Unikāls ierīces identifikators
 Skatiet lietošanas norādījumus tīmekļa vietnē: www.deltalabgroup.com/bd-eifus	 Importētājs	 Partijas kods	 Šveices pilnvarotais pārstāvis

Ja noticis nopietns incidents* saistībā ar produktu, paziņojiet gan Deltalab, S.L. kā arī tās valsts kompetentā iestāde, kurā lietotājs ir reģistrēts. * “Nopietns incidents” ir definēts kā incidents, kura rezultātā iestājas pacienta vai lietotāja nāve vai nopietna veselības pasliktināšanās, vai nopietni apdraudēta sabiedrības veselība.



 **confinis ch-rep ag**
Hauptstrasse 16
3186 Düringen, Switzerland
+41 26 494 8 494
info.ch@confinis.com

 **Becton Dickinson AG**
Binnerstrasse 94,
4123 Allschwil,
Switzerland.

 **DELALAB, S.L.**
Plaza de la Verneda 1, Pol. Ind. La Llana
08191 Rubí, Barcelona. España / Spain
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com