

ESCOBILLONES ESTÉRILES

Producto de un solo uso. Escobillones esterilizados por óxido de etileno o radiación (indicado en el envase).

Los escobillones son productos sanitarios (MD) y están amparados por el CE0318. El soporte está fabricado en madera, plástico, aluminio trenzado o aluminio rígido, y la cabeza en algodón, poliéster o viscosa.

Finalidad prevista:

Los escobillones son productos invasivos estériles de recogida de muestras por contacto directo con el paciente, de tipo quirúrgico para posterior análisis microbiológicos, por parte de personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. El escobillón está destinado a ser utilizado en entornos clínicos-hospitalarios.

Presentación:

Escobillones estériles están embolsados unitariamente en peel-pack, flow-pack o en tubo.

Advertencias:

1. En el caso de rotura del envase unitario no utilizar el escobillón ya que no tiene garantía de esterilidad.
2. No usar en caso de falta de algún componente o si la información impresa del producto no se visualiza correctamente.
3. Desechar el producto si se encuentra algún escobillón sucio, roto, y/o con astillas y/o con la cabeza no compactada y/o sin ella.
4. No usar si se ha sobrepasado la fecha de caducidad.
5. Para un solo uso. La reutilización de este producto puede provocar infecciones.
6. Manipular con cuidado. Aunque es poco probable, ejercer una presión demasiado fuerte durante su uso podría romper el escobillón. En caso de rotura, desechar inmediatamente.
7. Los escobillones no precisan condiciones especiales de conservación.

Precauciones generales:

1. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto.
2. Para uso pediátrico se recomienda el escobillón con soporte de plástico o de aluminio.
3. El uso del escobillón no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos.
4. Una vez utilizados, los escobillones se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones. Los escobillones no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

Bibliografía:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD.B/2 PEEL
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO

Glosario de símbolos:

	Número de catálogo		Número de lote	 Consultense las instrucciones de uso en la página web www.deltalabgroup.com/eifus		Cantidad		Estéril por irradiación	
	Sistema de barrera estéril único		Fecha de fabricación		No utilizar si el envase está dañado		No reutilizar		Estéril por óxido de etileno
	Manténgase fuera de la luz del sol		Fabricante		Fecha de caducidad	 0318	Marcado CE		Producto Sanitario
	Identificador único de dispositivo								

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.