

## TAMPONE STERILI CON E SENZA TERRENO DI TRASPORTO

**Prodotto monouso. Tamponi sterilizzati con ossido di etilene o radiazione (indicato nella confezione).**

**Scrivere Gli scovolini sono prodotti sanitari (MD) e sono coperti dalla CE0318. Il supporto è fabbricato in legno, plastica, alluminio intrecciato o alluminio rigido, mentre la testa è in cotone, poliestere o viscosa.**

### Finalità prevista:

I tamponi sono prodotti sterili invasivi per il prelievo di campioni mediante contatto diretto con il paziente, di tipo chirurgico per successive analisi microbiologiche di personale sanitario specializzato e nelle condizioni igieniche appropriate. Il tampone è destinato ad un utilizzo in ambienti clinici-ospedalieri.

### Presentazione:

Tamponi sterili confezionati singolarmente in peel-pack, flow-pack o provetta.

### Avvertenze:

1. Se la confezione dell'unità si rompe, non utilizzare il tampone poiché non ha alcuna garanzia di sterilità.
2. Non utilizzare se manca qualche componente o se le informazioni stampate sul prodotto non vengono visualizzate correttamente.
3. Eliminare il prodotto se si trovano spazzole e/o spazzole sporche, rotte e/o scheggiate con la testa non compattata e/o senza di essa.
4. Non ingerire in nessun caso il mezzo di trasporto.
5. Solo per uso singolo. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni.
6. Maneggiare con cura. Sebbene improbabile, l'applicazione di una pressione eccessiva durante l'uso potrebbe rompere la spazzola. Se rotto, scartarlo immediatamente.
7. Le spazzole non necessitano di particolari condizioni di stoccaggio.

### Precauzioni generali:

1. Non adatto per applicazioni diverse da quelle previste.
2. Per uso pediatrico si consiglia l'utilizzo di un tampone con supporto in plastica o alluminio.
3. L'uso del tampone non presenta nessuna difficoltà per gli utenti.
4. Una volta utilizzati, decontaminare i tamponi o trattarli come residui ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio maneggiare, trattare ed eliminare i residui secondo le regolamentazioni. I tamponi non utilizzati possono essere considerati prodotti non pericolosi ed essere eliminati secondo questo criterio.

### Bibliografia:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

| Ref     | Description                       |
|---------|-----------------------------------|
| 300200  | SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON       |
| 300201  | SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON         |
| 300202  | SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE        |
| 300203  | SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON         |
| 300210  | SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON       |
| 300250  | SWAB IN TUBE WOOD+COTTON          |
| 300251  | SWAB IN TUBE ALUM+COTTON          |
| 300252  | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE           |
| 300253  | SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE         |
| 300261  | SWAB IN TUBE PP+COTTON            |
| 300263  | SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER      |
| 310200  | WOOD+COTTON SWAB FLOW             |
| 310202  | PS+VISCOSE SWAB FLOW              |
| 300252W | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP |

### Glossario dei simboli:

|                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>REF</b> Numero di catalogo                   |  <b>LOT</b> Codice lotto |  Fare riferimento alle istruzioni d'uso sul sito web <a href="http://www.deltalabgroup.com/eifus">www.deltalabgroup.com/eifus</a> |  <b>QTY</b> Quantità    |  <b>STERILE R</b> Sterile per irraggiamento      |
|  Esclusivo sistema di barriera sterile           |  Data di produzione      |  Non utilizzare se il contenitore è danneggiato                                                                                   |  Non riutilizzare       |  <b>STERILE EO</b> Sterile con ossido di etilene |
|  Mantenere al riparo dalla luce del sole         |  Produttore              |  Data di scadenza                                                                                                                 |  <b>CE</b> Marcatura CE |  <b>MD</b> Prodotto sanitario                    |
|  <b>UDI</b> Identificativo unico del dispositivo |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0318</b>                                                                                                  |                                                                                                                                       |

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. \*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.