

SWABS ESTÉREIS COM E SEM MEIO DE TRANSPORTE

Produto descartável. Escovilhões esterilizados por óxido de etileno ou radiação (indicado na embalagem).

Os escovões são produtos sanitários (MD) e estão abrangidos pela CE0318. O suporte é fabricado em madeira, plástico, alumínio entrançado ou alumínio rígido, e a cabeça em algodão, poliéster ou viscose.

Finalidade prevista:

Os esfregaços são produtos invasivos estéreis para colheita de amostras por contacto direto com o paciente, de tipo cirúrgico para posterior análise microbiológica, por parte de pessoal de saúde especializado e nas condições higiénicas apropriadas. O escovilhão destina-se a ser utilizado em ambientes clínicos hospitalares.

Apresentação:

Escovilhões esterilizados embalados unitariamente em peel-pack, flow-pack ou em tubo.

Avisos:

1. Se a embalagem da unidade estiver quebrada, não utilize o cotonete, pois não há garantia de esterilidade.
2. Não utilize se algum componente estiver faltando ou se as informações impressas do produto não forem exibidas corretamente.
3. Descarte o produto se encontrar escovas e/ou escovas sujas, quebradas e/ou lascadas. com o cabeçote não compactado e/ou sem ele.
4. Não ingerir o meio de transporte em hipótese alguma.
5. Apenas para utilização única. A reutilização deste produto pode causar infecções.
6. Manuseie com cuidado. Embora improvável, aplicar muita pressão durante o uso pode quebrar a escova. Se quebrado, descarte imediatamente.
7. As escovas não requerem condições especiais de armazenamento.

Precauções gerais:

1. Não é adequado para qualquer outra aplicação que não seja o seu uso previsto.
2. Para uso pediátrico recomenda-se o escovilhão com suporte de plástico ou de alumínio.
3. O uso do escovilhão não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos.
4. Os escovilhões, depois de utilizados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. Os escovilhões não utilizados podem ser considerados como produtos não perigosos e podem ser eliminados de acordo com este critério.

Bibliografia:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importância do diagnóstico de laboratório e da recolha de amostras para o diagnóstico e tratamento de micoses em Podologia. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recolha, transporte e processamento geral das amostras no laboratório de Microbiologia. Procedimentos de Microbiologia Clínica. Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSSE WHITE CAP

Glossário de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Código de lote		Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Quantidade	 STERILE R	Estéril por radiação
	Sistema exclusivo de barreira estéril		Data de fabricação		Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Não reutilizar	 STERILE EO	Estéril por óxido de etileno
	Mantenha-o fora da luz do sol		Fabricante		Prazo de validade		Marcação CE	 MD	Produto Sanitário
 UDI	Identificação única do dispositivo								

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTA LAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com

