

СТЕРИЛНИ ТАМПОНИ

Продукт за еднократна употреба. Тампоните са стерилизирани с етиленов оксид или радиация (посочено на опаковката). Тампоните, са медицински изделия (MD), сертифицирани в съответствие с CE0318. Дръжката на тампона е изработена от дърво, пластмаса, усукан алуминий или твърд алуминий, а главата е изработена от памук, полиестер или вискоза.

Предназначение:

Тампоните с о са стерилни инвазивни продукти за вземане на проби чрез директен контакт с пациента, от хирургичен тип, за последващ микробиологичен анализ, от специализиран медицински персонал и при подходящи хигиенни условия. Тампонът е предназначен за използване в клинично-болнични среди.

Презентация:

- Стерилни тампони, индивидуално опаковани в „пил-пак“, „флоу-пак“ или епруветки.

Предупреждения:

1. Ако опаковката на уреда се счупи, не използвайте тампона, тъй като няма гаранция за стерилност.
2. Не използвайте, ако някой компонент липсва или ако отпечатаната информация за продукта не се показва правилно.
3. Изхвърлете продукта, ако откриете мръсни, счупени и/или нацепени четки и/или с неуплътнена глава и/или без нея.
4. Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.
5. Само за еднократна употреба. Повторната употреба на този продукт може да причини инфекции.
6. Работете внимателно. Макар и малко вероятно, прилагането на твърде силен натиск по време на употреба може да счупи четката. Ако се счупи, изхвърлете незабавно.
7. Четките без транспортни средства не изискват специални условия за съхранение.

Общи предпазни мерки:

1. Не е подходящ за друго приложение, освен предназначението му.
2. За педиатрична употреба се препоръчва да се използват тампони с пластмасова или алуминиева дръжка.
3. Използването на тампона не създава затруднения за крайните потребители.
4. Веднъж използвани, тампоните трябва да бъдат обеззаразени или третираны като замърсени болнични отпадъци. Отговорност на всяка лаборатория е да борава, обработва и изхвърля отпадъците в съответствие с националните разпоредби. Неизползваните тампони могат да се считат за безопасни продукти и могат да се изхвърлят в съответствие с тези критерии.

Библиография:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Използвани на символите:

REF	Каталожен номер	LOT	Партиден номер		Вижте инструкциите за употреба на уебсайта www.deltalabgroup.com/eifus	QTY	Количество	STERILE R	Стерилен за облъчване
	Уникална стерилна бариерна система		Производител		Не използвайте, ако опаковката е повредена		Не използвайте повторно	STERILE EO	Стерилизация чрез етилен оксид
	Да се държи далеч от слънчева светлина		Дата на производство		Срок на годност	CE 0318	CE маркировка	MD	Медицинско изделие
UDI	уникален идентификатор на изделията								

В случай на сериозен инцидент*, свързан с продукта, уведомете както Deltalab, SL, така и компетентния орган на държавата, в която е установен потребителят. *Под "сериозен инцидент" се разбира инцидент, който води до смърт или сериозно влошаване на здравето на пациента или потребителя, или е сериозна заплаха за общественото здраве.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

