

## STERILNÍ TAMPONY

Produkt na jedno použití. Tampóny sterilizované etylenoxidem nebo zářením (uvedeno na obalu).

Výtěry jsou zdravotnické prostředky (MD).

A vztahuje se na ně CE0318.

Rukojeť je vyrobena ze dřeva, plastu, pleteného hliníku nebo tuhého hliníku a tampon je vyroben z bavlny, polyesteru nebo viskózy.

### Použití:

Výtěry jsou sterilní invazivní produkty pro odběr vzorků přímým kontaktem s pacientem, chirurgického typu, pro následnou mikrobiologickou analýzu, specializovaným zdravotnickým personálem a za vhodných hygienických podmínek. Tampon je určen k použití v prostředí klinické nemocnice.

### Prezentace:

- Sterilní tampóny jednotlivě zabalené v peel-pack, flow-pack nebo zkumavce.

### Upozornění:

1. Pokud se obal jednotky rozbije, tampon nepoužívejte, protože nemá žádnou záruku sterility.
2. Nepoužívejte, pokud některá součást chybí nebo pokud se tištěné informace o produktu nezobrazují správně.
3. Zlikvidujte výrobek, pokud najdete špinavé, rozbité a/nebo roztržené kartáčky a/nebo s nezhuštěnou hlavou a/nebo bez ní.
4. Nepoužívejte, pokud bylo překročeno datum použitelnosti.
5. Pouze pro jednorázové použití. Opakované použití tohoto produktu může způsobit infekce.
6. Zacházejte opatrně. I když je to nepravděpodobné, příliš velký tlak během používání by mohl kartáč zlomit. Pokud se rozbije, okamžitě vyhoďte.
7. Kartáče bez přepravních prostředků nevyžadují zvláštní podmínky skladování.

### Obecná opatření:

1. Nevhodné pro jinou aplikaci, než pro kterou je určeno.
2. Pro pediatrické použití se doporučuje výtěrový tampon s plastovou nebo hliníkovou podložkou.
3. Použití tamponu nepředstavuje pro zamýšlené uživatele žádné zdravotní riziko.
4. Po použití by tampóny měly být dekontaminovány nebo s nimi nakládáno jako s kontaminovaným nemocničním odpadem. Je odpovědností každé laboratoře zacházet s odpady, nakládat s nimi a likvidovat je podle předpisů. Nepoužité tampóny lze považovat za zdravotně nezávadné produkty a lze je podle těchto kritérií likvidovat.

### Bibliografie:

1. Cuñé J. a kol. Kultivace povrchového výtěru je užitečná pro mikrobiologickou diagnostiku u akutních infekcí protetických kloubů. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, a kol. Význam laboratorní diagnostiky a odběru vzorků pro diagnostiku a léčbu mykózy v podiatrii. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Odběr, transport a celkové zpracování vzorků v mikrobiologické laboratoři. Postupy v klinické mikrobiologii. Španělská společnost pro infekční nemoci a klinickou mikrobiologii (SEIMC). 2017.

| Ref     | Description                       |
|---------|-----------------------------------|
| 300200  | SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON       |
| 300201  | SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON         |
| 300202  | SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE        |
| 300203  | SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON         |
| 300210  | SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON       |
| 300250  | SWAB IN TUBE WOOD+COTTON          |
| 300251  | SWAB IN TUBE ALUM+COTTON          |
| 300252  | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE           |
| 300253  | SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE         |
| 300261  | SWAB IN TUBE PP+COTTON            |
| 300263  | SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER      |
| 310200  | WOOD+COTTON SWAB FLOW             |
| 310202  | PS+VISCOSE SWAB FLOW              |
| 300252W | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP |

### Slovníček symbolů:

|                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Katalogové číslo                 |  Číslo šarže  |  <i>Přečtěte si návod k použití na webu <a href="http://www.deltalabgroup.com/eifus">www.deltalabgroup.com/eifus</a></i> |  Množství           |  Sterilní pro ozáření   |
|  Unikátní systém sterilní bariéry |  Výrobce      |  Nepoužívejte, pokud je obal poškozen                                                                                    |  Znovu nepoužívejte |  Rez sterilní ethylenem |
|  Drž se mimo sluneční světlo      |  Datum výroby |  Datum expirace                                                                                                          |  označení CE        |  Zdravotnické zařízení  |
|  Jedinečný identifikátor zařízení |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                              |

V případě vážného incidentu\* souvisejícího s produktem informujte společnost Deltalab, SL a příslušný úřad státu, ve kterém je uživatel usazen. \*Závažným incidentem se rozumí takový incident, který vede k úmrtí nebo vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo uživatele nebo k vážnému ohrožení veřejného zdraví.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)