

STERILNI BRIS

Proizvod za jednokratnu upotrebu. Brisevi sterilizirani etilen oksidom ili zračenjem (naznačeno na pakiranju).

Dok su brisevi medicinski proizvodi (MD). I pokriveni su CE0318.

Štapić je izrađen od drva, plastike, pletenog aluminija ili tvrdog aluminija, a glava brisa je izrađena od pamuka, poliestera ili viskoze.

Namjena:

Brisevi su sterilni invazivni proizvodi za uzimanje uzoraka direktnim kontaktom sa pacijentom, hirurškog tipa, za naknadnu mikrobiološku analizu, od strane specijalizovanog zdravstvenog osoblja i pod odgovarajućim higijenskim uslovima. Bris je predviđen za upotrebu u kliničko-bolničkim okruženjima.

Prezentacija:

- Sterilni brisevi zasebno pakirani kao peel-pack, flow-pack ili u epruveti.

Upozorenja:

1. Ako se pakovanje jedinice pokvari, nemojte koristiti bris jer nema garancije za sterilnost.
2. Nemojte koristiti ako bilo koja komponenta nedostaje ili ako odštampane informacije o proizvodu nisu ispravno prikazane.
3. Odbacite proizvod ako nađete prljave, slomljene i/ili razbijene četke i/ili sa glavom koja nije zbijena i/ili bez nje.
4. Nemojte koristiti ako je istekao rok trajanja.
5. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba ovog proizvoda može uzrokovati infekcije.
6. Pažljivo rukujte. Iako je malo vjerovatno, previše pritiska tokom upotrebe može slomiti četkicu. Ako se pokvari, odmah bacite.
7. Četke bez transportnog sredstva ne zahtevaju posebne uslove skladištenja.

Opće mjere opreza:

1. Nije prikladan za drugu primjenu osim za namijenjenu.
2. Za pedijatrijsku upotrebu preporučuje se bris s plastičnim ili aluminijskim štapićem.
3. Korištenje brisa ne predstavlja nikakve poteškoće za namijenjenim korisnicima.
4. Nakon upotrebe, briseve treba dekontaminirati ili tretirati kao kontaminirani bolnički otpad. Odgovornost je svakog laboratorija za rukovanje, obradu i odlaganje otpada u skladu s propisima. Neiskorišteni brisevi mogu se smatrati neopasnim proizvodima i mogu se zbrinuti u skladu s ovim kriterijima.

Bibliografija:

1. Cuñé J. i sur. Kultura površinskog brisa korisna je za mikrobiološku dijagnostiku akutnih infekcija protetskih zglobova. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009. godine.
2. Gil P, et al. Važnost laboratorijske dijagnostike i uzorkovanja za dijagnostiku i liječenje mikoza u podijatriji. El Peu, 29(4): 216-221. 2009. godine.
3. Garcia JM, et al. Uzimanje, transport i opća obrada uzoraka u mikrobiološkom laboratoriju. Postupci u kliničkoj mikrobiologiji. Španjolsko društvo za infektivne bolesti i kliničku mikrobiologiju (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Rječnik simbola:

 Kataloški broj	 Broj serije	 Pogledajte upute za uporabu na web stranici www.deltalabgroup.com/eifus	 Količina	 Sterilizirano
 Jedinstveni sustav sterilne barijere	 Proizvođač	 Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno	 Nemojte ponovno koristiti	 Sterilizirano etilen oksidom
 Klonite se sunčeve svjetlosti	 Datum proizvodnje	 Datum isteka	 CE oznaka	 Medicinski proizvod
 Jedinstveni identifikator proizvoda				

U slučaju ozbiljnog incidenta* povezanog s proizvodom, obavijestite Deltalab, SL i nadležno tijelo države u kojoj korisnik ima poslovni nastan. *Pod "ozbiljnim incidentom" podrazumijeva se onaj koji dovodi do smrti ili ozbiljnog pogoršanja zdravlja pacijenta ili korisnika ili ozbiljne prijetnje javnom zdravlju.