

STERILE PODEPIND

Engangsprodukt. Podepinde er steriliseret med ethylenoxid eller stråling (angivet på pakningen).

Podepinde er medicinsk udstyr (MD) og er omfattet af CE0318.

Skaftene er lavet af træ, plast, snoet aluminium eller aluminiumstråd, og hovedet er lavet af bomuld, polyester eller viskose.

Formål:

Podninger er sterile invasive produkter til prøveudtagning ved direkte kontakt med patienten, af kirurgisk type, til efterfølgende mikrobiologisk analyse, af specialiseret sundhedspersonale og under passende hygiejniske forhold. Podepinden er beregnet til at blive brugt i kliniske hospitalsmiljøer.

Præsentation:

- Sterile podepinde i peel-pack, flow-pack eller rør.

Advarsler:

1. Hvis enhedens emballage går i stykker, må du ikke bruge vatpinden, da den ikke har nogen garanti for sterilitet.
2. Må ikke bruges, hvis der mangler en komponent, eller hvis den udskrevne produktinformation ikke vises korrekt.
3. Kassér produktet, hvis du finder snavsede, ødelagte og/eller splintrede børster og/eller med hovedet ikke komprimeret og/eller uden det.
4. Må ikke bruges, hvis udløbsdatoen er overskredet.
5. Kun til engangsbrug. Genbrug af dette produkt kan forårsage infektioner.
6. Håndter med forsigtighed. Selvom det er usandsynligt, kan for meget tryk under brug knække børsten. Hvis den er i stykker, skal den straks kasseres.
7. Børster uden transportmiddel kræver ikke særlige opbevaringsforhold.

Generelle forholdsregler:

1. Ikke egnet til andre anvendelser end den tilsigtede anvendelse.
2. Til pædiatrisk brug anbefales podepinde med plast- eller aluminiumsskaft.
3. Brugen af podepinde giver ingen problemer for de tilsigtede brugere.
4. Når podepindene er brugt, skal de dekontamineres eller behandles som forurenede hospitalssaffald. Det er det enkelte laboratoriums ansvar at håndtere, behandle og bortskaffe affald i henhold til reglerne. Ubrugte børster kan betragtes som ikke-farlige produkter og kan bortskaffes i henhold til dette kriterium.

Bibliografi:

1. Cuñé J. et al. En overfladisk vatpindskultur er nyttig til mikrobiologisk diagnose ved akutte protetiske ledinfektioner. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Betydningen af laboratoriediagnose og prøveudtagning til diagnosticering og behandling af mykose i Podiatry. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Indsamling, transport og generel behandling af prøver imikrobiologilaboratoriet. Procedurer i klinisk mikrobiologi. Det spanske selskab for infektionssygdomme og klinisk mikrobiologi (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Forklaring på symboler:

 Varenummer	 Batchnummer	 For brugsanvisning, se hjemmesiden www.deltalabgroup.com/eifus	 Antal	 Steril ved bestråling
 Enkelt sterilt barriersystem	 Producent	 Må ikke anvendes, hvis emballage er beskadiget	 Må ikke genbruges	 Steril med ethylenoxid
 Hold væk fra sollys	 Fremstillingsdato	 Udløbsdato	 CE-mærkning	 Medicinsk udstyr
 Unik udstyrsidentifikationskode				

I tilfælde af alvorlige hændelser* relateret til produktet skal du kommunikere både til Deltalab, S.L. og til den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren er etableret. * "alvorlig hændelse" forstås som dødsfald, alvorlig forringelse af patientens eller brugerens helbred eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es