

STERIILSED TAMPOON

Ühekordselt kasutatav toode. Etüleenoksiidi või kiirgusega steriliseeritud tampoonid (märgitud pakendil).

Tampoonid on meditsiiniseadmed (MD), mis on vastavuses standardiga CE0318.

Tugi on valmistatud puidust, plastikust, põimitud alumiiniumist või jäigast alumiiniumist ning pea on valmistatud puuvillast, polüestrist või viskoosist.

Kasutusala:

Tampoonid on steriilsed invasiivsed tooted proovide kogumiseks otsesel kokkupuutel patsiendiga, kirurgilist tüüpi, et hilisemaks mikrobioloogiliseks analüüsiks, spetsialiseerunud tervishoiutöötajate poolt ja asjakohastes hügieenitingimustes. Tampoon on ette nähtud kasutamiseks kliinilistes haiglates.

Esitus:

- Steriilsed tampoonid, mis on eraldi pakendatud koorimispakendisse, voolupakendisse või tuubidesse.

Hoiatused:

1. Kui pakendi pakend puruneb, ärge kasutage tampooni, kuna sellel ei ole steriilsuse garantiid.
2. Ärge kasutage, kui mõni komponent puudub või kui prinditud tooteteavet ei kuvata õigesti.
3. Visake toode ära, kui leiate määrdunud, katkised ja/või killustunud harjad ja/või mille pea on tihendatud ja/või ilma selleta.
4. Ärge kasutage, kui kõlblikkusaeg on ületatud.
5. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Selle toote korduvkasutamine võib põhjustada infektsioone.
6. Käsitsege ettevaatlikult. Kuigi see on ebatõenäoline, võib kasutamise ajal liiga palju survet avaldada harja puruneda. Kui see on purunenud, visake see kohe ära.
7. Ilma transpordivahenditeta harjad ei vaja erilisi ladustamistingimusi.

Üldised ettevaatusabinõud:

1. Ei sobi muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutuseks.
2. Pediaatriliseks kasutamiseks on soovitatav kasutada plastikust või alumiiniumist toega harja.
3. Tampooni kasutamine ei valmista sihtkasutajatele raskusi.
4. Pärast kasutamist tuleb tampoonid utiliseerida või käsitleda saastunud haiglaäätmekena. Iga labor vastutab jäätmete käitlemise, töötlemise ja kõrvaldamise eest vastavalt eeskirjadele. Kasutamata tampoone võib pidada mitteohutlikeks toodeteks ja neid võib vastavalt sellele kriteeriumile kõrvaldada.

Bibliograafia:

1. Cuñé J. et al. Pindmine tampoonikultuur on kasulik ägedate proteeside liigeseinfektsioonide mikrobioloogiliseks diagnoosimiseks. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Laboratoorse diagnostika ja proovide võtmise tähtsus mükoosi diagnoosimisel ja ravil jalaravis. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Proovide kogumine, transport ja üldine töötlemine Mikrobioloogia laboris. Protokollid kliinilises mikrobioloogias. Hispaania nakkushaiguste ja kliinilise mikrobioloogia selts (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Sümbolite sõnastik:

 Kataloogi number	 Partii number	 Tutvu veebisaidi kasutusjuhustega www.deltalabgroup.com/eifus	 Kogus	 Steriilsus Kiiriramine
 Unikaalne steriilne barjäärisüsteem	 Tegija	 Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	 Ära taaskasuta	 Steriilsus Etüleenoksiid
 Hoidke päikesevalguse eest eemal	 Valmistamise kuupäev	 Aegumiskuupäev	 CE märgistus	 Meditsiiniline seade
 Kordumatu identifitseerimistunnus				

Tootega seotud tõsise intsidendi* korral teavitage sellest nii Deltalabi, SL-i kui ka kasutaja asukohariigi pädevat asutust. * "Tõsine intsidend" on juhtum, mis põhjustab patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.