

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Προϊόν μιας χρήσης. Στείλει αποστειρωμένοι με αιθυλενοξειδίο ή ακτινοβολία (αναγράφεται στη συσκευασία).

Οι στείλει, είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDD) πιστοποιημένα από το CE0318. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από ξύλο, πλαστικό, πλεγμένο αλουμίνιο ή άκαμπτο αλουμίνιο και η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι, πολυεστέρα ή βισκόζη.

Προβλεπόμενος σκοπός:

Τα επιχρίσματα είναι στείρα επεμβατικά προϊόντα για τη συλλογή δειγμάτων με άμεση επαφή με τον ασθενή, χειρουργικού τύπου, για μετέπειτα μικροβιολογική ανάλυση, από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό και υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Το στυλεό προορίζεται για χρήση σε κλινικό-νοσοκομειακό περιβάλλον.

Εμφάνιση:

- Αποστειρωμένοι στείλει ατομικά συσκευασμένοι σε peel-pack, flow-pack ή σωληνάριο.

Προειδοποιήσεις:

- Εάν η συσκευασία της μονάδας σπάσει, μην χρησιμοποιείτε το μάκτρο, καθώς δεν έχει καμία εγγύηση στεριότητας.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν λείπει κάποιο στοιχείο ή εάν οι πληροφορίες του εκτυπωμένου προϊόντος δεν εμφανίζονται σωστά.
- Απορρίψτε το προϊόν εάν βρείτε βρώμικες, σπασμένες ή/και σπασμένες βούρτσες ή/και με την κεφαλή μη συμπιεσμένη και/ή χωρίς αυτήν.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης.
- Μόνο για μία χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις.
- Χειριστείτε με προσοχή. Αν και απίθανο, η υπερβολική πίεση κατά τη χρήση θα μπορούσε να σπάσει το πινέλο. Εάν σπάσει, πετάξτε αμέσως.
- Οι βούρτσες χωρίς μεταφορικό μέσο δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Γενικές προφυλάξεις:

- Δεν είναι κατάλληλο για καμία άλλη εφαρμογή εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται.
- Για παιδιατρική χρήση συνιστάται η χρήση στείλων με πλαστική ή αλουμινένια λαβή.
- Η χρήση του στείλου δεν παρουσιάζει δυσκολίες για τους προβλεπόμενους χρήστες.
- Μόλις χρησιμοποιηθούν, οι στείλοι πρέπει να απολυμαίνονται ή να αντιμετωπίζονται ως μολυσμένα νοσοκομειακά απόβλητα. Είναι ευθύνη κάθε εργαστηρίου να χειρίζεται, να επεξεργάζεται και να απορρίπτει τα απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι αχρησιμοποίητες στείλοι μπορούν να θεωρηθούν μη επικίνδυνα προϊόντα και μπορούν να απορριφθούν αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία:

- Cuñé J. et al. Μια επιφανειακή καλλιέργεια επιχρίσματος είναι χρήσιμη για τη μικροβιολογική διάγνωση σε οξείες λοιμώξεις της προσθετικής άρθρωσης. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
- Gil P, et al. Σημασία της εργαστηριακής διάγνωσης και δειγματοληψίας για τη διάγνωση και θεραπεία της μυκητίασης στην Ποδολογία. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
- García JM, et al. Συλλογή, μεταφορά και γενική επεξεργασία δειγμάτων στο Μικροβιολογικό εργαστήριο. Διαδικασίες στην Κλινική Μικροβιολογία. Ισπανική Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων και Κλινικής Μικροβιολογίας (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Γλωσσάρι συμβόλων:

REF	Αριθμός καταλόγου	LOT	Αριθμός παρτίδας		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στον ιστότοπο www.deltalabgroup.com/eifus	QTY	Ποσότητα	STERILE R	Αποστειρωμένο με ακτινοβολία
	Μοναδικό αποστειρωμένο σύστημα φραγμού		Κατασκευαστής		Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη		μην επαναχρησιμοποιήσετε	STERILE EO	Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο
	Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου		Ημερομηνία κατασκευής		Χρήση μέχρι ημερομηνία	CE 0318	Σήμανση CE	MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
UDI	Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος								

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού* που σχετίζεται με το προϊόν, ειδοποιήστε τόσο την Deltalab, την SL όσο και την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης. * Ως «σοβαρό περιστατικό» νοείται αυτό που οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς ή του χρήστη ή σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.



DELTA LAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es