

## STERIL TAMPONOK

**Egyszer használatos termék. Etilén-oxiddal vagy sugárzással sterilizált tamponok (a csomagoláson feltüntetve).  
A tamponok, orvosi eszközökhöz (MD). És a CE0318 hatálya alá tartoznak. A tartó fából, műanyagból,  
fonott alumíniumból vagy merev alumíniumból készül, a fej pedig pamutból, normál poliészterből, poliészterből vagy viszkózból.**

### Rendeltetésszerű használat:

A készült tamponok steril invazív termékek, amelyek a beteggel közvetlenül érintkezve, sebészeti jellegűek, a későbbi mikrobiológiai elemzéshez, speciális egészségügyi személyzet által és megfelelő higiénés körülmények között minták gyűjtésére szolgálnak. A tampon klinikai-kórházi környezetben való használatra szánják.

### Termék leírás:

- Steril tamponok egyenként lezárható csomagban, egység csomagban vagy tubusban.

### Figyelmeztetések:

- Ha az egység csomagolása eltörik, ne használja a tampont, mivel nem garantálja a sterilitást.
- Ne használja, ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy ha a nyomtatott termékinformáció nem megfelelően jelenik meg.
- Dobja ki a terméket, ha piszkos, törött és/vagy szilánkos keféet talál, és/vagy nem tömörített fejjel és/vagy anélkül.
- Ne használja, ha a lejárat idő túllépte.
- Csak egyszeri használatra. A termék újrafelhasználása fertőzést okozhat.
- Óvatosan kezelje. Bár nem valószínű, a használat közbeni túl nagy nyomás eltörheti az ecsetet. Ha törött, azonnal dobja ki.
- A szállítóeszköz nélküli kefék nem igényelnek különleges tárolási feltételeket.

### Általános óvintézkedések:

- A rendeltetésszerű használaton kívül más célra nem alkalmas.
- Gyermekgyógyászati használatra a műanyag vagy alumínium alátétell ellátott kefe ajánlott.
- A seprű használat nem jelent nehézséget a rendeltetésszerű felhasználók számára.
- Használat után a tamponokat fertőtleníteni kell, vagy szennyezett kórházi hulladékként kell kezelni. Minden laboratórium feladata, hogy a hulladékot az előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. A fel nem használt kefék, nem veszélyes anyagnak tekinthetők, és az előbbieken jelzett kritériumok szerint ártalmatlaníthatók.

### Hivatkozások:

- Cuñé J. et al. A felületes tampontenyészet hasznos az akut protézis ízületi fertőzések mikrobiológiai diagnosztikájában. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
- Gil P és mtsai. A laboratóriumi diagnosztika és mintavétel jelentősége a mycosis diagnosztizálásában és kezelésében a lábgyógyászatban. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
- Garcia JM és mtsai. Minták gyűjtése, szállítása és általános feldolgozása a Mikrobiológiai laboratóriumban. Eljárások a klinikai mikrobiológiában. Spanyol Fertőző Betegségek és Klinikai Mikrobiológiai Társaság (SEIMC). 2017.

| Ref     | Description                       |
|---------|-----------------------------------|
| 300200  | SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON       |
| 300201  | SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON         |
| 300202  | SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE        |
| 300203  | SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON         |
| 300210  | SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON       |
| 300250  | SWAB IN TUBE WOOD+COTTON          |
| 300251  | SWAB IN TUBE ALUM+COTTON          |
| 300252  | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE           |
| 300253  | SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE         |
| 300261  | SWAB IN TUBE PP+COTTON            |
| 300263  | SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER      |
| 310200  | WOOD+COTTON SWAB FLOW             |
| 310202  | PS+VISCOSE SWAB FLOW              |
| 300252W | SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP |

### Szimbólumok szójegyzéke:

|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                       |                       |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>REF</b>                                                                          | Katalógus szám                     | <b>LOT</b>                                                                          | Tételszám         |  | Tekintse meg a weboldalon található használati utasítást <a href="http://www.deltalabgroup.com/eifus">www.deltalabgroup.com/eifus</a> | <b>QTY</b>                                                                            | Mennyiség             | <b>STERILE R</b>  | Steril számára sugárzás  |
|  | Egyedülálló steril gátrendszer     |  | Gyártó            |  | Ne használja, ha a csomagolás sérült                                                                                                  |  | Ne használja fel újra | <b>STERILE EO</b> | rozsdás steril etilénből |
|  | Napfénytől védett helyen tárolandó |  | Gyártás időpontja |  | Lejárat dátum                                                                                                                         | <b>CE</b>                                                                             | CE jelölés            | <b>MD</b>         | Orvosi eszköz            |
| <b>UDI</b>                                                                          | Egyedi eszközazonosító             |                                                                                     |                   |                                                                                     |                                                                                                                                       | <b>0318</b>                                                                           |                       |                   |                          |

A termékkel kapcsolatos súlyos incidens\* esetén értesítse a Deltalab, SL és a felhasználó székhelye szerinti állam illetékes hatóságát. \*\*Súlyos esemény" alatt azt értjük, amely a beteg vagy a felhasználó halálához vagy egészségi állapotának súlyos romlásához, vagy a közegészségügy súlyos fenyegetéséhez vezet.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)

