

STERILI TAMPONS

Tamponi sterilizēti ar etilēnoksīdu vai starojumu (norādīts uz primārā iepakojuma).

Tamponi ir medicīnas ierīces (MD), kas sertificētas atbilstoši CE0318.

Zonde izgatavota no koka, plastmasas, savīta alumīnija vai cieta alumīnija, bet uzgalis izgatavots no kokvilnas, poliestera vai viskozes.

Paredzētais lietojums:

Tamponi ir sterili invazīvi produkti, kas paredzēti paraugu ņemšanai tiešā saskarē ar pacientu, ķirurģiski, turpmākai mikrobioloģiskai analīzei, ko veic specializēts veselības aprūpes personāls un ievērojot atbilstošus higiēnas apstākļus. Tampons ir paredzēts lietošanai klīniskās-slimnīcas vidē..

Izskats:

- Sterili tamponi ir atsevišķi iepakoti termiski salīmētos vai "flow-pack" tipa maisiņos vai tūbiņās.

Brīdinājumi:

1. Ja vienības iepakojums saplīst, nelietojiet tamponu, jo tam nav garantijas par sterilitāti.
2. Neizmantojiet, ja trūkst kāda komponenta vai ja drukātā produkta informācija nav parādīta pareizi.
3. Izmetiet produktu, ja atrodāt netīras, saplīsušas un/vai birstes un/vai ar nesablīvētu galvu un/vai bez tās.
4. Nelietot, ja ir beidzies derīguma termiņš.
5. Tikai vienreizējai lietošanai. Šī produkta atkārtota izmantošana var izraisīt infekcijas.
6. Rīkojieties uzmanīgi. Lai gan maz ticams, pārāk liela spiediena izmantošana lietošanas laikā var salauzt otu. Ja tas ir bojāts, nekavējoties izmetiet.
7. Birstēm bez transporta līdzekļiem nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Vispārīgi piesardzības pasākumi:

1. Piemēroti tikai paredzētajai lietošanai un nav lietojami citiem mērķiem.
2. Bērniem ieteicams lietot tamponus ar plastmasas vai alumīnija zondi.
3. Tampona lietošana nesagādās grūtības paredzētajiem galalietotājiem.
4. Pēc lietošanas tamponi ir jādekontaminē vai jāuzskata par kontaminētiem medicīniskajiem atkritumiem. Par atkritumu apstrādi un utilizāciju saskaņā ar noteikumiem atbild katra laboratorija. Neizmantotus tamponus var uzskatīt par nekaitīgiem izstrādājumiem, un tos var attiecīgi utilizēt.

Atsauces:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Simbolu glosārijs:

 REF	Kataloga numurs	 LOT	Partijas numurs	 <i>Skatīt lietošanas instrukciju vietnē www.deltalabgroup.com/eifus</i>	 QTY	Daudzums	 STERILE R	Sterilizēts ar apstarošanu
	Unikāla sterila barjeras sistēma		Medicīnas	 Neizmantojot, ja iepakojums ir bojāts		Neizmantojot atkārtoti	 STERILE EO	Sterilizēts ar etilēnoksīdu
	Sargāt no saules gaismas		Ražošanas datums	 Izlietot līdz		CE zīme	 MD	Medicīnas ierīce
 UDI	Unikalusi priemonēs identifikatori							

Par jebkuru nopietnu negadījumu*, kas saistīts ar izstrādājumu, jāziņo Deltalab, S.L. un kompetentajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs. *"Nopietns negadījums" ir gadījums, kas saistīts ar pacienta vai lietotāja nāvi vai nopietnu veselības pasliktināšanos, vai nopietniem draudiem sabiedrības veselībai.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

