

STERIELE SWAB

Bestemd voor eenmalig gebruik. Swabs gesteriliseerd door ethyleenoxide of bestraling (aangegeven op de primaire verpakking).

Swabs medische hulpmiddelen (MD) zijn met een CE0318-certificering.

Het handvat is gemaakt van hout, kunststof, gedraaid of hard aluminium en het topje is van katoen, polyester of viscose.

Beoogd gebruik:

Swabs zijn steriele invasieve producten voor het verzamelen van monsters door direct contact met de patiënt, van chirurgisch type, voor daaropvolgende microbiologische analyse, door gespecialiseerd gezondheidszorgpersoneel en onder passende hygiënische omstandigheden. Het wattenstaafje is bedoeld voor gebruik in klinische ziekenhuisomgevingen.

Presentatie:

- Steriele swabs, per eenheid verpakt in peel-pouches of flow-pack zakjes of buisjes.

Waarschuwingen:

1. Als de verpakking van de eenheid kapot gaat, gebruik het wattenstaafje dan niet, aangezien dit geen garantie biedt op steriliteit.
2. Niet gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of als de afgedrukte productinformatie niet correct wordt weergegeven.
3. Gooi het product weg als u vuile, gebroken en/of versplinterde borstels aantreft en/of als de kop niet is samengedrukt en/of als deze ontbreekt.
4. Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is overschreden.
5. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product kan infecties veroorzaken.
6. Wees voorzichtig. Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan het uitoefenen van te veel druk tijdens het gebruik de borstel breken. Als het kapot is, gooi het dan onmiddellijk weg.
7. Voor borstels zonder transportmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

1. Niet geschikt voor andere toepassingen dan die voor het beoogd gebruik.
2. Voor gebruik bij kinderen wordt aanbevolen swabs met een kunststof of aluminium handvat te gebruiken.
3. Het gebruik van de swab levert geen moeilijkheden op voor de beoogde eindgebruikers.
4. Na gebruik moeten de swabs worden ontsmet of behandeld als besmet medisch afval. Het is de verantwoordelijkheid van ieder laboratorium om het afval volgens de voorschriften te behandelen en af te voeren. Ongebruikte swabs kunnen als onveilige producten worden beschouwd en dienovereenkomstig worden verwijderd.

Referenties:

1. Cuñé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Verklarende symbolenlijst:

 REF Catalogusnummer	 LOT Partijnummer	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de website www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY Aantal	 STERILE R Steriel door bestraling
 Enkelvoudig steriel barrièresysteem	 Fabrikant	 Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is	 Niet opnieuw gebruiken	 STERILE EO Steriel door Ethyleenoxide
 Uit het zonlicht houden	 Fabricagegegevens	 Houdbaarheidsdatum	 CE CE-markering	 MD Medisch hulpmiddel
 UDI Unieke code voor hulpmiddelidentificatie			 0318	

In geval van een ernstig incident* dat verband houdt met het product, Deltalab, S.L. alsook de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd hiervan in kennis stellen. *Onder een "ernstig incident" wordt verstaan een incident dat de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheid van de patiënt of de gebruiker tot gevolg heeft of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

