

NO

STERILE VATTPINNER

Til engangsbruk. Vattpinner sterilisert med etylenoksid eller ved stråling (angitt på pakken).

Vattpinner er medisinsk utstyr (MD) sertifisert ac CE0318.

Håndtaket er laget av tre, plast, flettet aluminium eller rigid aluminium, og tuppen er laget av bomull, polyester eller viskose.

Tiltenkt formål:

Vatter er sterile invasive produkter for innsamling av prøver ved direkte kontakt med pasienten, av kirurgisk type, for påfølgende mikrobiologisk analyse, av spesialisert helsepersonell og under hensiktsmessige hygieniske forhold. Pinnen er beregnet på bruk i kliniske sykehusmiljøer.

Presentasjon:

- Sterile vattpinner gruppepakket i «peel-pack», «flow-pack» poser eller i tuber.

Advarsler:

1. Hvis enhetens emballasje går i stykker, må du ikke bruke vattpinne da den ikke har noen garanti for sterilitet.
2. Ikke bruk hvis noen komponent mangler eller hvis den trykte produktinformasjonen ikke vises riktig.
3. Kast produktet hvis du finner skitne, ødelagte og/eller splittede børster og/eller med hodet ikke komprimert og/eller uten.
4. Må ikke brukes hvis utløpsdatoen er overskredet.
5. Kun til engangsbruk. Gjenbruk av dette produktet kan forårsake infeksjoner.
6. Håndteres med forsiktighet. Selv om det er usannsynlig, kan for mye trykk under bruk knekke børsten. Kast umiddelbart hvis den er ødelagt.
7. Børster uten transportmiddel krever ingen spesielle oppbevaringsforhold.

Generelle forholdsregler:

1. Ikke egnet for andre bruksområder enn tiltenkt bruk.
2. For pediatrisk bruk anbefales børsten med plast- eller aluminiumstøtte.
3. Bruken av kosten byr ikke på noen vanskeligheter for de tiltenkte brukerne.
4. Når de er brukt, bør vattpinner dekontamineres eller behandles som kontaminert sykehusavfall. Det er hvert laboratoriums ansvar å håndtere, behandle og deponere avfall i henhold til forskrifter. Ubrukte børster kan betraktes som ufarlige produkter og kan kasseres i henhold til disse kriteriene.

Bibliografi:

1. Cuñé J. et al. En overfladisk vattpinnekultur er nyttig for mikrobiologisk diagnose ved akutte protetiske leddinfeksjoner. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Betydningen av laboratoriediagnose og prøvetaking for diagnostisering og behandling av mykose i fotterapi. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Innsamling, transport og generell behandling av prøver i Mikrobiologilaboratoriet. Prosedyrer i klinisk mikrobiologi. Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Ordliste med symboler:

 Katalognummer	 Lottnummer	 Se bruksanvisningen på nettstedet www.deltalabgroup.com/eifus	 Mengde	 Steril til bestråling
 Unikt sterilt barriersystem	 Maker	 Ikke bruk hvis emballasjen er skadet	 Ikke gjenbruk	 Ruststeril av etylen
 Hold deg unna sollys	 Produksjonsdato	 Dato av utløp	 CE-merking	 Medisinsk enhet
 Unik enhetsidentifikator				

I tilfelle en alvorlig hendelse* relatert til produktet, varsle både Deltalab, SL og den kompetente myndigheten i staten der brukeren er etablert. *En "alvorlig hendelse" forstås å være en hendelse som fører til død eller alvorlig forverring av helsen til pasienten eller brukeren eller en alvorlig trussel mot folkehelsen.

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

  0318

REVISJONS DATO: 2026/02

REF 905061 TEC680 Rev.10 (Electronic version)