

STERYLNE WYMAZÓWKI

Produkt jednorazowego użytku. Waciki sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie (wskazanie na opakowaniu). Wymazówki, są wyrobami medycznymi (MD). I są objęte CE0318. Trzonek wykonany jest z drewna, tworzywa sztucznego, plecionego aluminium lub sztywnego aluminium, a główka z bawełny, poliestru lub wiskozy.

Zamierzony cel:

Wymazówki to jałowe, inwazyjne produkty do pobierania próbek przez bezpośredni kontakt z pacjentem, typu chirurgicznego, do późniejszej analizy mikrobiologicznej, przez wyspecjalizowany personel medyczny w odpowiednich warunkach higienicznych. Wymazówki przeznaczone są do użytku w warunkach kliniczno-szpitalnych.

Prezentacja:

- Sterylne wymazówki pakowane pojedynczo w opakowania typu peel-pack, flow-pack lub probówki.

Ostrzeżenia:

1. Jeżeli opakowanie jednostkowe ulegnie uszkodzeniu, nie należy używać wymazówki, gdyż nie gwarantuje ona sterylności.
2. Nie używać, jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jeśli wydrukowane informacje o produkcie nie są wyświetlane prawidłowo.
3. Wyrzucić produkt, jeśli znajdziesz brudne, płamane i/lub odłamki szczotek i/lub których główka nie jest zagęszczona i/lub jest bez niej.
4. Nie stosować, jeśli minął termin ważności.
5. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie tego produktu może powodować infekcje.
6. Obchodź się ostrożnie. Chociaż jest to mało prawdopodobne, zbyt duży nacisk podczas użytkowania może spowodować uszkodzenie szczoteczki. Jeśli jest uszkodzony, natychmiast go wyrzucić.
7. Pędzle bez środka transportu nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.

Ogólne środki ostrożności:

1. Nie nadaje się do żadnego innego zastosowania niż zamierzone.
2. Do użytku pediatrycznego zalecana jest szczoteczka z plastikowym lub aluminiumowym trzonkiem.
3. Użytkowanie wymazówki nie nastęca trudności końcowemu użytkownikowi.
4. Raz użyte wymazówki należy odkazić lub potraktować jako zanieczyszczone odpady szpitalne. Obowiązkiem każdego laboratorium jest obchodzenie się z odpadami szpitalnymi, i ich usuwanie zgodnie z przepisami. Nieużywane wymazówki można uznać za produkty inne niż niebezpieczne i zutylizowane jako takie.

Bibliografia:

1. Cune J. et al. Powierzchnowy wymaz jest przydatny w mikrobiologicznej diagnostyce ostrych protetycznych infekcji stawów. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P. i in. Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej i pobierania próbek w diagnostyce i leczeniu grzybic w podologii. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM i in. Pobieranie, transport i ogólna obróbka próbek w Laboratorium Mikrobiologii. Procedury w mikrobiologii klinicznej. Hiszpańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Słowniczek symboli:

 REF	Numer katalogu	 LOT	Numer partii	 Informacja	Zapoznaj się z instrukcją obsługi na stronie internetowej www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Ilość	 STERILE R	Jałowy dla naświetlania
	Unikalny sterylny system barierowy		Producent		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Nie używać ponownie	 STERILE EO	Rdza sterylna etylenowy
	Trzymaj się z dala od światła słonecznego		Data produkcji		Data wygaśnięcia	 CE	oznakowanie CE	 MD	Urządzenie medyczne
 UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu					 0318			

W przypadku poważnego incydentu* związanego z produktem należy powiadomić firmę Deltalab, SL oraz właściwy organ państwa, w którym użytkownik ma siedzibę. * Przez „poważny incydent” rozumie się taki, który prowadzi do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika albo do poważnego zagrożenia zdrowia publicznego.

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es