

STERILNÉ TAMPÓNY

Produkt je určený na jedno použitie. Výterové tampóny sú sterilizované etylénoxidom alebo žiarením (je to uvedené na každom obale).

Tampóny na tyčinke, sú zaradené medzi zdravotnícke pomôcky (MD) a vzťahuje sa na ne európsky certifikát CE0318. Tyčinka na ktorej je upevnený tampón je vyrobená z dreva, plastu, pleteného hliníka, alebo pevného hliníka a tampón je vyrobený z bavlny, polyesteru alebo viskózy.

Zamýšľaný účel:

Výtery sú sterilné invazívne produkty na odber vzoriek priamym kontaktom s pacientom, chirurgického typu, na následnú mikrobiologickú analýzu, špecializovaným zdravotníckym personálom a za vhodných hygienických podmienok. Tampón je určený na použitie v klinicko-nemocničnom prostredí.

Možnosti a balenia:

- Sterilné tampóny na tyčinke bez transportného média, sú jednotlivo balené v plastovom obale s odlupovacou papierovou podložkou (peel-pack), plastovom obale bez podložky (flow-pack) alebo samostatne v skúmavke.

Varovania:

1. Ak sa obal jednotky rozbije, tampón nepoužívajte, pretože nemá žiadnu záruku sterility.
2. Nepoužívajte, ak niektorý komponent chýba alebo ak sa vytlačené informácie o produkte nezobrazujú správne.
3. Výrobok zlikvidujte, ak nájdete akékoľvek špinavé, zlomené a/alebo roztrieštené kefy a/alebo s nezhotovenou hlavou a/alebo bez nej.
4. Nepoužívajte, ak bol prekročený dátum expirácie.
5. Len na jednorazové použitie. Opakované použitie tohto produktu môže spôsobiť infekcie.
6. Zaobchádzajte opatrne. Aj keď je to nepravdepodobné, príliš veľký tlak počas používania by mohol kefkou zlomiť. Ak je zlomený, okamžite ho zlikvidujte.
7. Štetce bez prepravných prostriedkov nevyžadujú špeciálne skladovacie podmienky.

Všeobecné preventívne opatrenia:

1. Produkt nie je vhodný na iné použitie, než na aké je určený.
2. Pre pediatrické použitie sa odporúča použiť tampón s plastovou alebo hliníkovou tyčinkou.
3. Použitie tampónu na tyčinke nepredstavuje pre používateľov žiadne ťažkosti.
4. Po použití by ste tampóny mali dekontaminovať alebo s nimi zaobchádzať ako s kontaminovaným nemocničným odpadom. Je zodpovednosťou každého laboratória manipulovať s odpadom, zaobchádzať s ním a likvidovať ho podľa predpisov. Nepoužitý tampón na tyčinke môžu byť považované za zdravotne nezávadné produkty a môžu byť zlikvidované podľa tohto kritéria.

Bibliografia:

1. Cuñé J. a kol. Kultivácia povrchového výteru je užitočná na mikrobiologickú diagnostiku pri akútnych infekciách protetických kĺbov. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, a kol. Význam laboratórnej diagnostiky a odberu vzoriek pre diagnostiku a liečbu mykózy v podiatrii. El Peu, 29 (4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Odber, transport a celkové spracovanie vzoriek v mikrobiologickom laboratóriu. Postupy v klinickej mikrobiológii. Španielska spoločnosť pre infekčné choroby a klinickú mikrobiológiu (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Slovník symbolov:

 Katalógové číslo	 Číslo šarže	 <i>Prečítajte si návod na použitie na webovej stránke www.deltalabgroup.com/eifus</i>	 Množstvo	 Sterilné žiarením
 Sterilný bariérový systém	 Výrobca	 Nepoužívajte, ak je obal poškodený	 Nepoužívajte znova	 Sterilné etylen/oxidom
 Skladovať mimo slnečného svetla	 Dátum výroby	 Dátum expirácie	 Označenie CE	 Lekárska pomôcka
 Výrobné číslo				

V prípade vážneho incidentu* súvisiaceho s produktom informujte spoločnosť Deltalab, SL a príslušný orgán štátu, v ktorom má používateľ sídlo. *Závažným incidentom sa rozumie taký incident, ktorý vedie k smrti alebo vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo užívateľa alebo k vážnemu ohrozeniu verejného zdravia.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es