

ESCOBILLÓN FLOCADO DE NYLON

Finalidad prevista:

Sistema invasivo estéril de tipo quirúrgico de recogida de muestras por contacto directo con el paciente.

Producto de un solo uso. El método de esterilización se indica en el envase primario. Los escobillones son productos sanitarios (MD) y están amparados por el CE0318.

Presentación:

El escobillón está compuesto por un soporte de poliestireno y una cabeza de nylon flocado. Tienen diferentes formas y tamaños en función del lugar de la recogida de la muestra: escobillón flocado estándar, escobillón flocado uretral, escobillón flocado nasofaríngeo y escobillón flocado minitip. Producto destinado a la recogida y transporte de muestras biológicas para análisis microbiológicos, por parte de personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas.

Los escobillones flocados se presentan envasados individualmente dentro de un tubo, peel-pack o flow-pack.

El escobillón está destinado a ser utilizado en dos fases:

- 1) toma de la muestra por parte de un profesional sanitario en un entorno clínico-hospitalario y transporte de la misma.
- 2) procesamiento de la muestra por parte de personal sanitario especializado en entornos clínico-hospitalarios. El uso del escobillón no presenta dificultad para los usuarios previstos.

Precauciones:

No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. Si se observa que el envase unitario ha perdido su integridad, no utilizar el escobillón, ya que no tiene garantía de esterilidad. No debe usarse si se observa suciedad en el escobillón. Desechar el producto si se encuentra algún escobillón roto, con aristas o sin cabeza. Para un solo uso, la reutilización de este producto puede provocar infecciones. Manipular con cuidado. Aunque es poco probable, ejercer una presión demasiado fuerte durante su uso podría romper el escobillón. En caso de rotura, desechar inmediatamente. Los escobillones no precisan condiciones especiales de mantenimiento. Los escobillones, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según la legislación vigente. Los escobillones no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio. No usar si se ha sobrepasado la fecha de caducidad. No usar en caso de falta de algún componente o si la información impresa del producto no se visualiza correctamente.

Glosario de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Número de lote	 Consúltense las instrucciones de uso en la página web www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Cantidad	 STERILE R	Estéril por irradiación
	Mantener seco	 MD	Producto Sanitario			No reutilizar	 STERILE EO	Estéril por óxido de etileno
	Manténgase fuera de la luz del sol		Fabricante		 CE 0318	Marcado CE		
 UDI	Identificador único de dispositivo		Fecha de fabricación					

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Liana,
 08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com

Referencia	Descripción
300262	ESCOB. PS FLOCK NASOF. 80MM EN TUBO
300264	ESCOBILLON PS FLOCK ESTANDARD 100MM EN TUBO
310206K	ESCOB.FLOCK STANDARD 80MM FLOW
310207K	ESCOB.FLOCK NASOF. 80MM FLOW