

TAMPONE FLOCCATO IN NYLON

Finalità prevista:

Sistema di raccolta di campioni invasivi sterili di tipo chirurgico mediante contatto diretto con il paziente.

Prodotto monouso. Il metodo di sterilizzazione è mostrato nel confezionamento primario. Il tampone sono prodotti sanitari (MD) e sono coperti dalla certificazione CE0318.

Presentazione:

Il tampone è costituito da un supporto in polistirene e una testa di nylon floccato. È disponibile in più forme e misure in funzione della sede di prelievo del campione: tampone floccato standard, tampone floccato uretrale, tampone floccato nasofaringeo, e tampone floccato minitip. Prodotto indicato per la raccolta e trasporto di campioni biologici per analisi microbiologiche da parte di personale sanitario specializzato e nelle condizioni igieniche appropriate.

I tamponi floccati sono forniti confezionati singolarmente all'interno di una provetta, peel-pack o flow-pack.

Il tampone deve essere utilizzato in due fasi:

- 1) prelevare il campione da un operatore sanitario in ambiente clinico-ospedaliero e trasportarlo.
- 2) elaborazione del campione da parte di personale sanitario specializzato in ambito clinico-ospedaliero. L'utilizzo del tampone non presenta difficoltà agli utenti previsti.

Precauzioni:

Non idoneo ad applicazioni diverse dall'uso previsto. Non utilizzare in presenza di segni di rottura o deterioramento della confezione. Qualora si rilevi una perdita di integrità della confezione singola, non utilizzare il tampone in quanto la sterilità non sarà garantita. Non utilizzare in presenza di sporcizia sul tampone. Smaltire il prodotto se si riscontrano pennelli rotti, con spigoli o senza testina. Dispositivo monouso, il riutilizzo del prodotto può causare infezioni. Manipolare con cautela. Sebbene sia poco probabile, esercitare una pressione eccessiva durante l'uso potrebbe causare la rottura del tampone. In caso di rottura smaltire immediatamente. I tamponi non necessitano di condizioni particolari per lo stoccaggio. I tamponi, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio manipolare, trattare e smaltire i residui secondo la legislazione attuale. I tamponi non utilizzati possono essere considerati prodotti non pericolosi ed essere smaltiti conformemente. Sistema invasivo sterile di raccolta dei campioni per contatto diretto con il paziente, con orifizio naturale o con mezzi chirurgici. Non utilizzare se la data di scadenza è stata superata. Non utilizzare se manca qualche componente o se le informazioni stampate sul prodotto non vengono visualizzate correttamente.

Glossario dei simboli:

 REF	Numero di catalogo	 LOT	Codice lotto	 Fare riferimento alle istruzioni d'uso sul sito web www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Quantità	 STERILE R	Sterile per irraggiamento
	Mantenere asciutto	 MD	Prodotto sanitario	 Non utilizzare se il contenitore è danneggiato		Non riutilizzare	 STERILE EO	Sterile con ossido di etilene
	Mantenere al riparo dalla luce del sole		Produttore		Data di scadenza		CE	0318
 UDI	Identificativo unico del dispositivo		Data di produzione		Esclusivo sistema di barriera sterile			

In caso di incidente grave* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. *Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.



Reference	Description
300262	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.80MM
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW