

ZARAGATOA FLOCULADA DE NYLON

Finalidade prevista:

Sistema invasivo de coleta de amostras do tipo cirúrgico estéril por contato direto com o paciente.

Produto de utilização única. O método de esterilização se indica no acondicionamento primário. As zaragatoas são produtos sanitários (MD) e estão abrangidos pela norma CE0318.

Apresentação:

As zaragatoas são compostas por um suporte de poliestireno e uma cabeça de nylon floculado. Têm diferentes formas e tamanhos em função do local da colheita da amostra: zaragatoa floculada standard, zaragatoa floculada uretral, zaragatoa floculada nasofaríngea e zaragatoa floculada minitip. Produto destinado à colheita e transporte de amostras biológicas para análise microbiológica por pessoal médico especializado e nas condições higiénicas apropriadas.

As zaragatoas floculadas apresentam-se embaladas individualmente num tubo, peel-pack ou flow-pack. O swab deve ser utilizado em duas fases:

- 1) coleta da amostra por profissional de saúde em ambiente clínico-hospitalar e transporte.
- 2) processamento da amostra por pessoal de saúde especializado em ambiente clínico-hospitalar. A utilização do swab não apresenta dificuldades para os usuários pretendidos.

Precauções:

Não são adequadas para qualquer outra aplicação que não seja a utilização prevista. Não devem ser usadas se houver sinais de quebra ou deterioração da embalagem. Se se verificar que a embalagem unitária perdeu a sua integridade, não se deve usar a zaragatoa, uma vez que não há garantia de esterilidade. Não se deve usar se houver sujidade na zaragatoa. Descarte o produto caso encontre algum pincel quebrado, com bordas ou sem cabeça. Para uma única utilização, a reutilização deste produto pode causar infeções. Manusear com cuidado. Embora seja pouco provável, uma pressão demasiado forte durante a utilização pode quebrar a zaragatoa. Em caso de rutura, eliminar imediatamente. As zaragatoas não requerem condições especiais de manutenção. As zaragatoas, uma vez usadas, devem ser descontaminadas ou tratadas como resíduos hospitalares contaminados. É responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e eliminar os resíduos de acordo com a legislação atual. As zaragatoas não utilizadas podem ser consideradas produtos não perigosos e podem ser eliminadas de acordo com este critério. Não use se o prazo de validade tiver sido excedido. Não utilize se algum componente estiver faltando ou se as informações impressas do produto não forem exibidas corretamente.

Glossário de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Código de lote	 Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalab.es/eifus	 QTY	Quantidade	 STERILE R	Estéril por radiação
 Manter seco		 MD	Produto Sanitário	 Não utilizar se a embalagem estiver danificada	 Não reutilizar		 STERILE EO	Estéril por óxido de etileno
 Mantenha-o fora da luz do sol		 Fabricante		 Prazo de validade	 CE	Marcação CE		Temperatura armazenamento
 UDI	Identificação única do dispositivo	 Data de fabricação		 Sistema exclusivo de barreira estéril	0318			

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.

Reference	Description
300262	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.80MM
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW