

RO

TAMPON DE NYLON FLOCAT

Destinație de utilizare:

Sistem steril de recoltare a probelor invaziv de tip chirurgical prin contact direct cu pacientul.

Destinat unei singure utilizări. Metoda de sterilizare este prezentată pe ambalajul primar. Tampoanele sunt dispozitive medicale (MD) certificate de CE0318.

Prezentare:

Tamponul este compus dintr-un baston de polistiren și un cap de nylon flocat. Acestea au forme și dimensiuni diferite în funcție de locația recoltării probei: tampon flocat standard, tampon flocat uretral, tampon flocat nazofaringian și tampon flocat minivârf. Produsul este destinat recoltării și transportului probelor biologice pentru analiza microbiologică, de către profesioniști din domeniul sănătății și în condiții igienice corespunzătoare.

Tampoanele flocate sunt ambalate individual într-un tub, peel-pack sau flowpack.

Tamponul este destinat utilizării în două faze:

- 1) prelevarea probei de către un profesionist din domeniul sănătății într-un mediu clinic-spitalicesc și transportarea acesteia.
- 2) prelucrarea probei de către personalul sanitar de specialitate în unități clinico-spitalicești. Utilizarea tamponului nu prezintă dificultăți pentru utilizatorii vizați.

Precauții:

Nu este potrivit pentru alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Nu utilizați dacă ambalajul prezintă semne de rupere sau deteriorare. Dacă se observă că ambalajul unitar și-a pierdut integritatea, nu utilizați tamponul, deoarece nu se poate garanta sterilitatea. Nu utilizați dacă observați că tamponul este murdar. Aruncați produsul dacă prezintă peri ruși, margini tăioase sau lipsește capătul. Doar pentru o singură utilizare; reutilizarea acestui produs poate provoca infecții. Manipulați cu grijă. Presiunea puternică în timpul utilizării, deși puțin probabilă, poate rupe tamponul. În caz de deteriorare, aruncați imediat produsul. Tampoanele nu necesită condiții speciale de depozitare. După utilizare, tampoanele trebuie decontaminate sau tratate ca deșeuri medicale contaminate. Fiecare laborator este responsabil pentru manipularea, tratarea și eliminarea deșeurilor conform legislației în vigoare. Tampoanele neutilizate pot fi considerate produse nepericuloase și eliminate în consecință. Nu utilizați dacă a fost depășită perioada de valabilitate. Nu utilizați dacă lipsește vreo componentă sau dacă informațiile despre produs imprimate nu sunt afișate corect.

Legenda simbolurilor:

 Număr de catalog	 Număr de lot	 Consultați instrucțiunile de utilizare pe site-ul web www.deltalabgroup.com/eifus	 Cantitate	 Sterilizat prin iradiere
 A se păstra uscat	 Dispozitiv medical	 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	 A nu se reutiliza	 Sterilizat cu oxid de etilenă
 A se feri de lumina soarelui	 Producător	 Dată de expirare	 Marcaj CE	
 Identificator unic al dispozitivului	 Dată de fabricație	 Sistem unic de barieră sterilă		

În caz de incident grav* legat de produs, anunțați Deltalab, S.L. precum și autoritatea competentă a statului în care este stabilit utilizatorul. *Un „incident grav” este definit ca un eveniment care implică decesul, deteriorarea gravă a sănătății pacientului sau utilizatorului, sau o amenințare gravă la adresa sănătății publice.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Espania.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com

  0318

Reference	Description
300262	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.80MM
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW