

po

STERYLNE WYMAZÓWKI

Sterylny system inwazyjny do pobierania próbek poprzez bezpośredni kontakt z pacjentem. Produkt jednorazowego użytku.
Waciki sterylizowane tlenkiem etylenu są wyrobami medycznymi (MD) posiadającymi certyfikat CE 0318.
Trzonek wykonany jest z drewna lub tworzywa sztucznego, a główka z bawełny lub wiskozy.

Zamierzony cel:

Wymazówki transportowe to sterylne produkty do pobierania próbek biologicznych w trakcie bezpośredniego kontaktu w warunkach higienicznych w celu poddania ich następnie analizie mikrobiologicznej przez wyspecjalizowany personel medyczny. Wymazówki przeznaczone są do użytku w warunkach kliniczno-szpitalnych

Prezentacja:

- Sterylny wymazówki pakowane są pojedynczo w probówki.

Ostrzeżenia:

1. W przypadku pęknięcia opakowania jednostkowego nie należy używać wymazówki, ponieważ utraciła gwarancję sterylności.
2. Nie stosować w przypadku braku któregoś z elementów lub gdy informacje o produkcie nie są widoczne.
3. Wyrzucić produkt, jeśli zauważysz złamaną, zanieczyszczoną, ukruszoną główkę lub jej brak.
4. Nie używać, po przekroczeniu daty ważności.
5. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie tego produktu może powodować infekcje.
6. Obchodzić się ostrożnie. Chociaż jest to mało prawdopodobne, stosowanie nadmiernego nacisku podczas użytkowania może spowodować złamanie wymazówki. W przypadku zniszczenia wymazówki należy ją natychmiast wyrzucić.
7. Wymazówki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.

Ogólne środki ostrożności:

1. Nie nadają się do żadnego innego zastosowania niż zamierzone.
2. Do użytku pediatrycznego zalecana jest wymazówka z plastikowym trzonkiem.
3. Użytkowanie wymazówki nie nastręcza trudności końcowemu użytkownikowi.
4. Raz użyte wymazówki należy odkazić lub traktować jako zakaźne odpady medyczne. Obowiązkiem każdego laboratorium jest przechowywanie, obchodzenie się i pozbywanie się odpadów zgodnie z procedurami. Nieużywane wymazówki mogą być uznane jako nie stanowiące zagrożenia biologicznego i utylizowane jako takie.

Bibliografia:

1. Cune J. et al. Powierzchnowy wymaz jest przydatny w mikrobiologicznej diagnostyce ostrych protetycznych infekcji stawów. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P. i in. Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej i pobierania próbek w diagnostyce i leczeniu grzybic w podologii. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM i in. Pobieranie, transport i ogólna obróbka próbek w Laboratorium Mikrobiologii. Procedury w mikrobiologii klinicznej. Hiszpańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej (SEIMC). 2017.

Ref	Opis
300252.EQ	7.012.220.110 SWAB PS + VISCOSSE TUBE

Słowniczek symboli:

 Numer katalogu	 Numer partii	 Zapoznaj się z instrukcją obsługi na stronie internetowej www.deltalabgroup.com/equimed-eifus	 Ilość
 Trzymaj z dala od światła słonecznego	 Data produkcji	 Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	 Nie używać ponownie
 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 Producent	 Data ważności	 oznakowanie CE
 Rodzaj sterylizacji Tlenek etylenu	 Unikalny sterylny system barierowy	 Urządzenie medyczne	

PO W przypadku poważnego incydentu* związanego z produktem należy powiadomić Deltalab, S.L. a także właściwy organ państwa, w którym użytkownik ma siedzibę. * Przez „poważny incydent” rozumie się taki, który pociąga za sobą śmierć lub poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika albo poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

  0318

DATA PRZEGLĄDU: 2025/10

DELTA LAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com

REF 905039 TEC 681 Rev.3