

Seguridad Alimentaria

Kits ELISA para detección de alérgenos

ALLERGEN - SHIELD



Extracción y protocolo común

Kits ELISA:

DETECCIÓN DE ALÉRGENOS:

MUESTRAS DE ALIMENTOS

SUPERFICIES

AGUAS DE LAVADO

Nombre del Producto	Código del Producto	LC	Rango de cuantificación	Duración
Allergen-Shield Gluten S	A1048/96	5 ppm	5-80 ppm	30 min
Allergen-Shield Soja	A1848/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Total Milk*	A1448/96	2.5 ppm	2.5-67.5 ppm	30 min
Allergen-Shield Caseína*	A1248/96	0.5 ppm	0.5-30 ppm	30 min
Allergen-Shield BLG*	A1348/96	0.15 ppm	0.15-4.5 ppm	30 min
Allergen-Shield Almendra**	A1548/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Avellana**	A1648/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Cacahuete**	A1748/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Huevo**	A1148/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Anacardo**	A1948/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Pistacho **	A2148/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Nuez**	A2348/96	2.5 ppm	2.5-100 ppm	30 min
Allergen-Shield Nuez de Brasil**	A2948/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Altramuz**	A2648/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Macadamia**	A2748/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Mostaza**	A2848/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Pecan**	A2048/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Piñón**	A3048/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Sesamo	A2248/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Coco**	A2448/96	1 ppm	1-25 ppm	30 min
Allergen-Shield Crustáceos**	A2548/96	5 ppm	5-100 ppm	30 min
Allergen-Shield Pescado**	A3248/96	4 ppm	4-100 ppm	30 min



ALTA SENSIBILIDAD
LOD'S BAJOS



PROCEDIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL
SÓLO 30 MINUTOS



UNIFORMIDAD DEL PROTOCOLO



AMPLIA VARIEDAD DE MATRICES

Seguridad Alimentaria

Kits ELISA para detección de alérgenos



ALLERGEN - SHIELD



Byonoy Absorbance 96

HARDWARE

- ✓ Lector de placas portátil.
- ✓ Sólo 900 g de peso, 5 cm de altura, 9 cm de anchura y 14,5 cm de longitud.
- ✓ El primer lector de microplacas del mercado que contiene 96 unidades de detección individuales.
- ✓ No requiere piezas móviles.
- ✓ Alta precisión en los resultados.



PROGNOSIS DATA READER (PDR)

SOFTWARE

- ✓ Software para kits ELISA.
- ✓ Programa de análisis estadístico gratuito y fácil de usar.
- ✓ Uso directo del programa o mediante archivos xls / Open Office.
- ✓ Genera informes analíticos en formato Pdf y Excel.

YOUR GLOBAL LAB SUPPLIER



Para más información no dude contactar con su representante de ventas habitual.