

Seguridad Alimentaria

Kits rápidos para detección de alérgenos

ALLERGEN FREE TEST



Extracción y protocolo común para todos los alérgenos

Test de Flujo lateral:

DETECCIÓN DE ALÉRGENOS:

MUESTRAS DE ALIMENTOS

SUPERFICIES

AGUAS DE LAVADO

Nombre del Producto	Código del Producto	LOD	Rango de cuantificación	Duración
Almendra Free Test	E1010/ 30	0.5 ppm	1-64 ppm	5 min
Avellana Free Test	E1110/ 30	1 ppm	2-128 ppm	5 min
Cacahuete Free Test	E1210/ 30	1 ppm	2-128 ppm	5 min
Nuez Free Test	E1410/ 30	3 ppm	5-256 ppm	5 min
Huevo Free Test	E1510/ 30	1 ppm	2-128 ppm	5 min
Pistacho Free Test	E1610/ 30	2 ppm	4-128 ppm	5 min
Anacardo Free Test	E1710/ 30	3 ppm	4-128 ppm	5 min
Pecan Free Test	E1810/ 30	2 ppm	4-128 ppm	5 min
Soja Free Test	E1310/ 30	1.0 ppm	15-100 ppm	5 min
Gluten Free Test	E1910/ 30	3 ppm	5-100 ppm	5 min
Altramuz Free Test	E2310/ 30	0.5 ppm	1-32 ppm	5 min
Nuez de Brasil Free Test	E2010/ 30	2 ppm	3-128 ppm	5 min
Mostaza Free Test	E2110/ 30	2 ppm	4-128 ppm	5 min
Crustaceos Free Test	E2910/ 30	2 ppm	3-150 ppm	5 min
BLG Free Test	E2710/ 30	0.05 ppm	0.1-4 ppm	5 min
Caseína Free Test	E2210/ 30	3 ppm	5-128 ppm	5 min
Total Milk Free Test	E2810/ 30	1.5 ppm	3-100 ppm	5 min
Sesamo Free Test	E2410/ 30	2 ppm	2-64 ppm	5 min
Multi Tree nuts Free Test	E3210/ 30	3-10 ppm	-	5 min



CUANTIFICACIÓN

Determina ppm de la proteína alergénica



ALTA SENSIBILIDAD

LOD's bajos



PROCEDIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL

sólo **5** minutos



LÍNEA HOOK

Evita falsos negativos



FÁCIL ALMACENAMIENTO

4-30°C

Seguridad Alimentaria

Kits rápidos para detección de alérgenos



ALLERGEN FREE TEST



Resultados cuantitativos y cualitativos


Opción de interpretación visual de los resultados



Control Line (C)

Hook (H)


Test (T)



S-Flow

SOFTWARE

- ✓ Plataforma flexible de software.
- ✓ Interpretación cuantitativa de los tests de flujo lateral.
- ✓ Trazabilidad del ensayo.
- ✓ Uso de algoritmos avanzados para cuantificación.
- ✓ Genera informes analíticos en formato pdf y excel.



3PR - Mini

HARDWARE

- ✓ Rápido y ligero.
- ✓ Capaz de analizar una tira en sólo unos segundos.
- ✓ Conexión por USB y Bluetooth.

