

self δ swab[®]




Deltalab presenta su primera solución para auto-toma formada por kits de escobillones flocados con y sin medio de transporte, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/746 sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro* (IVDR).

Sencillos dispositivos que facilitan a los pacientes la auto-toma de muestras en distintas zonas anatómicas y su posterior transporte al laboratorio para ser analizadas. Además de su facilidad de uso, la auto-toma es comparable a la realizada por un profesional, lo cual se ha comprobado mediante estudios de usabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN



Enfermedades gastrointestinales
y microbioma




Enfermedades respiratorias




Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
y Virus del Papiloma Humano (VPH)

AUTO-TOMA PARA DIFERENTES ZONAS ANATÓMICAS



Vaginal



Rectal

ESCOBILLONES FLOCADOS Y TUBO CON O SIN MEDIO DE TRANSPORTE

Medio
VICUM[®]



Sin
MEDIO




self δ swab[®]


Medio ViCUM[®]

Especialmente indicado para la recogida y transporte de muestras microbiológicas como *Chlamydia trachomatis*, Ureaplasma, Mycoplasma o herpes – microorganismos relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS).

Auto-toma



Vaginal



Rectal

Referencias

Código	Descripción	Cantidad caja
304238KF.SR	ViCUM [®] 2ml Esc. Flock STD 80 mm flow auto-toma rectal	6 x 90
304238KF.SV	ViCUM [®] 2ml Esc. Flock STD 80 mm flow auto-toma vaginal	6 x 90

Descripción


Tubo con medio ViCUM[®] (2 ml) y escobillón flocado estándar con punto de rotura 80 mm



SIN MEDIO

Especialmente indicado para la recogida y transporte de muestras microbiológicas que no necesitan medio de transporte líquido como el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Auto-toma



Vaginal

Referencias

Código	Descripción	Cantidad caja
200392.SV	Esc. Flock STD 100 mm tubo auto-toma vaginal	6 x 50
 200391.SV	Esc. Flock STD 100 mm flow auto-toma vaginal	6 x 50

Descripción

Tubo y escobillón flocado estándar con punto de rotura 100 mm



MENOS PLÁSTICO = MENOS RESIDUO

