

Catálogo de puntas

Personaliza las puntas con tu marca

Ofrecemos la **fabricación de puntas de alta precisión con marca privada**, totalmente compatibles con la mayoría de **micropipetas** disponibles en el mercado. Nuestros procesos de inyección, control de calidad y validación aseguran una **reproducibilidad óptima**, incluso en aplicaciones críticas.

En **Deltalab member of SCGP**, ponemos a disposición de nuestros clientes capacidades de desarrollo y producción orientadas a la **estandarización, estabilidad dimensional y consistencia lote a lote**, cumpliendo con los requisitos técnicos de laboratorios clínicos, de investigación y de diagnóstico.



Nuestras puntas están diseñadas para garantizar:

- Geometría optimizada para **sellado uniforme** y ajuste seguro en múltiples marcas de micropipetas.
- Materiales de grado **virgen y libre de aditivos no deseados**, aptos para aplicaciones sensibles.
- Producción en salas limpias que aseguran la ausencia de **DNAsas, RNAsas y endotoxinas**.
- Tolerancias estrictas para minimizar variaciones en la **precisión y exactitud** del pipeteo.


Reafirmamos nuestro compromiso con el cliente mediante el desarrollo de soluciones adaptadas a sus especificaciones: diseño, color, volumen nominal, tipo de filtro, conductividad y empaquetado.

Opciones disponibles:

1. **Puntas estándar del catálogo**, verificadas y validadas según nuestros protocolos internos.
2. **Puntas personalizadas**, desarrolladas según diseño propio del cliente.





Impulse su marca
con puntas OEM de alta precisión!



Deltalab cubre la práctica totalidad de necesidades que pueden surgir en la dispensación de líquidos. Nuestras puntas pueden encontrarse en una amplia variedad de opciones, como:

- Fabricadas en polipropileno
- Con o sin filtro en bolsa o rack (tapa libre, abatible o deslizante)
- Estériles y libres de DNAsa y RNAsa, con filtro Estándar o Extra en rack
- Estériles, sin filtro, en bolsa individual

Todas nuestras puntas y racks se fabrican en polipropileno **autoclavable**, aunque no se recomienda autoclavar las puntas con filtro. En caso de autoclavar las puntas sin filtro, se recomienda hacerlo en el rack para evitar deformaciones.



Puntas sin filtro

El complemento perfecto para un pipetado **seguro, ágil, cómodo y preciso**.

- **Baja retención**
- **Resistentes a autoclave**
- **Buen anclaje**
- **Alta transparencia**
- **Puntas homogéneas**
- **Libres de metales**
- **Trazabilidad**

Nuestras puntas de fabricación propia son compatibles con la mayoría de las pipetas disponibles en el mercado. Para cada modelo, en el presente catálogo, especificamos su compatibilidad con las principales marcas de pipetas. No obstante, es importante tener en cuenta que los conos de pipeta de una misma marca pueden variar según el modelo o el año de fabricación. Recomendamos a los usuarios que consulten con nuestro departamento comercial o soliciten muestras antes de utilizar las puntas con nuevos modelos de pipetas.

Puntas con filtro

El filtro evita la formación de aerosoles y previene posibles contaminaciones de la pipeta y/o de la muestra.

1. **Purifica de aerosoles y contaminantes** el aire que entra en contacto con la pipeta
2. **Absorbe parcialmente la muestra** en caso de sobreaspiración (10-20%)
3. **Protege la muestra** de una **pipeta** accidentalmente **no estéril**.
4. **Filtro de porex**.


Tipos de presentación



Puntas estériles en bolsa unitaria



Puntas en bolsa



Refill para racks reutilizables



Rack para puntas



Rack para puntas largas



Rack para puntas macro

Punta de 0,1 a 10 µl

Punta universal natural tipo Gilson® cristal, graduada.
El rack está fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.


Recomendado para uso con:
Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®,
Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL® y Handrop®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200024	puntas sueltas en bolsa	no	20 x 1.000	3,80	0,026
● 199084RC	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,92	0,009
● 326-19	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	20 x 1.000	3,70	0,026
● ● ● 327-19	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,26	0,010

Código 326-19 cantidad mínima de venta: 1 bolsa.

Packaging:




código: 200024 20x1000 uds



código: 200024REF 10 x (5 x 96) uds



código: 199084RC 10 x 96 uds
código: 199084NRC 10 x 96 uds



Punta de 0,1 a 10 µl

Punta universal natural tipo Gilson® cristal, graduada.
Formato largo, para facilitar el uso con muestras en contenedores profundos.
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.


Recomendado para uso con:
Gilson®, Socorex®, Eppendorf®, Biohit®, Nichiryo®, Finnpiquette®,
Dsg®, Elkay®, Genex®, Jencons®, HTL® y Handrop®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 301-01	puntas sueltas en bolsa	no	15 x 1.000	3,00	0,026
● 301-01R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,80	0,010
● 301-01F	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	15 x 1.000	2,92	0,023
● ● ● 301-01FR	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,25	0,012

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.
Código 301-01F compatible con Eppendorf® Research Plus.

Packaging:




código: 301-01 15x1000 uds



código: 301-01REF 10 x (5 x 96) uds



código: 301-01R 10 x 96 uds
código: 301-01NR 10 x 96 uds



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 0,5 a 20 µl

Punta universal natural tipo Eppendorf® cristal. Biselada.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.

Recomendado para uso con:


Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®,
Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® y Handrop® monocanal.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 301-11	puntas sueltas en bolsa	no	25 x 1.000	4,80	0,050
● 301-10	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,82	0,009
● ● ● 301-09	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	1,80	0,009
● 326-37	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	25 x 1.000	5,40	0,035
● ● ● 327-37R	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,25	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:




código: 301-11 25x1000 uds



código: 301-11REF 10 x (5 x 96) uds



código: 301-10 10 x 96 uds
código: 301-09 10 x 96 uds



Punta de 2 a 20 µl

Punta universal natural tipo Eppendorf®.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con:

Eppendorf®, Biohit®, Finnpiquette®, Gilson®, Socorex®, Brand®, HTL®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● ● ● 200010FR	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	2,00	0,010


Packaging:



código: 200010F 25x1000 uds



código: 200010FR 10 x 96 uds



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 2 a 30 µl

Punta universal natural tipo Gilson® con filtro.
Biselada. Punta idéntica a la del código 200078.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con:
Gilson® P20 P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Socorex®, Nichiryo®, HTL®, etc.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 327-36	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	25 x 1.000	9,50	0,071
● ● ● 327-36R	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,59	0,009

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.


Packaging:



código: 327-36 25x1000 uds



código: 327-36R 10 x 96 uds



Punta de 2 a 100 µl

Punta universal natural tipo Gilson® con filtro. Biselada.
Punta idéntica a la del código 200078.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con:
Gilson® P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, etc.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 327-23	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	25 x 1.000	9,00	0,071
● ● ● 327-24	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,96	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.


Packaging:



código: 327-23 25x1000 uds



código: 327-24 10 x 96 uds



Significado de los símbolos:
● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 2 a 200 µl

Punta universal natural tipo Gilson®.
Biselada. El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.



Recomendado para uso con:
Gilson® P20 P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Socorex®, Nichiryo®, HTL®, etc.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200078	puntas sueltas	no	25 x 1.000	9,20	0,071
● 199078RC	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,96	0,009
● ● ● 199078N	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	1,96	0,009

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 199078 25x1000 uds código: 199078REF 10 x (5 x 96) uds código: 199078RC 10 x 96 uds
código: 199078N 10 x 96 uds



Punta de 5 a 100/200 µl

Punta universal natural tipo Eppendorf®.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.



Recomendado para uso con:
Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Kartell®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® y Handrop®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
Puntas con filtro, de 5 a 100 µl					
● 327-33	puntas sueltas en bolsa	no	25 x 1.000	10,00	0,071
● ● ● 327-33R	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	1,97	0,010
Puntas sin filtro, de 5 a 200 µl					
● 200072	puntas sueltas en bolsa	no	25 x 1.000	9,10	0,071
● 199014RC	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,93	0,010
● ● ● 199014N	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	1,97	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 200072 25x1000 uds código: 200072REF 10 x (5 x 96) uds código: 199014RC 10 x 96 uds
código: 199014N 10 x 96 uds



Significado de los símbolos:
● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 2 a 200 µl

Punta biselada universal tipo Gilson®. Puntas con filtro: color natural. Puntas sin filtro: color amarillo. Rack en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.

Recomendado para uso con:


Gilson® (excepto multicanal), Eppendorf®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette® (excepto multicanal), Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, Socorex® serie Akura.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
En color natural:					
● 327-34	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	25 x 1.000	9,20	0,083
● ● ● 327-34R	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,45	0,010
En color amarillo:					
● 200016	puntas sueltas en bolsa	no	25 x 1.000	8,81	0,072
● 200016B	puntas sueltas en bolsa individual	STERILE R	200	0,19	0,002
● 200016R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,94	0,009
● 200016REF	refill para rack de 96 puntas	no	5 x 96	0,50	0,006

Código 327-34 cantidad mínima de venta: 1 bolsa.

Packaging:



código: 200011 25x1000 uds código: 200011R 10 x 96 uds
código: 200011NR 10 x 96 uds

Punta de 0,1 a 200 µl

Punta universal natural con corona especial para gel. Rack translúcido en polipropileno **autoclavable** con tapa abatible.

Recomendado para uso con:


Pipetman®, Eppendorf®, Titertek®, Biohit®, Socorex®, Nichiryo®, Costar Corning®, Oxford®, Rainin®, Finnpiquette®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200079	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	9,20	0,050
● ● ● 200079R	rack 96 puntas	STERILE R	10 x 96	1,20	0,010
● ● ● 200079FS	rack 96 puntas con filtro 0,1-100 µl	STERILE R	10 x 96	1,80	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.



Packaging:



código: 200079F 10x1000 uds código: 200079R 10 x 96 uds
código: 200079FS 10 x 96 uds

Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena



Punta de 1 a 200 µl

Punta universal natural de 91 mm de largo.

Recomendado para uso con:


Pipetman®, Eppendorf®, Nichiryo®, Costar Corning®, Oxford®, Volac®, Socorex®, Titertek®, SMI®, Rainin®, Finnpiquette®, etc.

El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.
Contiene 204 puntas dispuestas en 12 x 17.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200026	puntas sueltas	no	5 x 1.000	3,50	0,050
● ● ● 200076RF	rack 204 puntas con filtro	STERILE R	8 x 204	2,23	0,014

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.



Punta de 1 a 200 µl

Punta universal natural. Diseñada para trabajar con líquidos viscosos, como glicerol u homogeneizados de tejido.
También apropiada para estructuras celulares frágiles, minimizando los riesgos de desgarramiento o rotura.


Recomendado para uso con:

Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Biohit®, Oxford®, Pipetman®, Rainin®, Costar Corning®, Volac®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 327-40	puntas sueltas	no	10 x 1.000	4,20	0,020

Cantidad mínima de venta 1 bolsa.



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 5 a 200 µl

Punta universal tipo Eppendorf®. Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con:

Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® y Handrop®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200009	puntas sueltas	no	25 x 1.000	8,75	0,072
● 200009B	puntas sueltas en bolsa individual	STERILE R	200	0,19	0,002
● 200009R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,98	0,009
NEW ● 200009REF	refill para rack de 96 puntas	no	5 x 96	0,50	0,006


Packaging:



código: 200009 25x1000 uds

código: 200009REF 10 x (5 x 96) uds

código: 200009R 10 x 96 uds
código: 200009RS 10 x 96 uds



Punta de 5 a 200 µl

Punta universal amarilla tipo Gilson®.

Recomendado para uso con:


Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL® y Handrop®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 199083	puntas sueltas	no	25 x 1.000	9,00	0,071

Cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 199083 25x1000 uds



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 2 a 300 µl

Punta universal natural tipo Biohit®. El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.

Recomendado para uso con:



Gilson® P200, Finnpiette® (modelo antiguo), Labsystems®, Nichiryo® y Handrop®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200074	puntas sueltas	no	24 x 1.000	8,30	0,067
● 199076RC	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,82	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



Punta de 2 a 200 µl

Punta universal amarilla graduada, con cámara de 50 µl para minimizar los riesgos de una sobreaspiración. El rack translúcido está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C, con tapa abatible.

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.



Recomendado para uso con: Eppendorf®, Socorex®, Gilson® excepto modelo NEO, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Jencons®, Thermo®, DSG®, Elkay®, HTL®, Finnpiette®, Genex®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200076	puntas sueltas en bolsa	no	24 x 1.000	8,82	0,071
● 200076R	rack de puntas	no	10 x 96	1,98	0,010
● ● ● 200076RF	rack de puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	2,04	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



Significado de los símbolos:

- Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 5 a 200 µl

Punta universal natural tipo MLA®. Biselada.
El rack translúcido está fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C, con tapa abatible.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200017	puntas sueltas	no	25 x 1.000	10,50	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 200017 25x1000 uds



Punta de 5 a 200 µl

Punta universal natural tipo Oxford®. Biselada.
El rack translúcido está fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C, con tapa abatible.



Recomendado para uso con: Oxford®, Slimline® y DiaMed-Micro Typ system.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200019	puntas sueltas	no	12 x 1.000	6,90	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 200019 12x1000 uds



Significado de los símbolos:

- Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 20 a 300 µl

Punta universal natural graduada tipo Eppendorf®.
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con: Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Elkay®, Jencons®, Finn timer®, Nichiryo®, Socorex® y Handrop® monocal.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200077	puntas sueltas en bolsa	no	20 x 1.000	9,70	0,071
● 200077R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	1,94	0,009
● 200077F	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	20 x 1.000	9,90	0,071
● ● ● 200077FR	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,92	0,009

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



código: 200077 20x1000 uds código: 200077REF 10 x (5 x 96) uds código: 200077R 10 x 96 uds
código: 200077NR 10 x 96 uds



Punta de 50 a 1.000 µl

Punta universal con corona. Color azul o natural. Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C.


Recomendado para uso con: Eppendorf®, Gilson®, DSG®, Elkay®, Finn timer®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Apta para Menarini®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
En color azul, de 50 a 1000 µl					
● 200012	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	7,95	0,085
● 200012B	puntas sueltas en bolsa individual	STERILE R	175	0,27	0,004
● 200012R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,36	0,010
● 200012REF	refill para rack de 96 puntas	no	5 x 96	0,50	0,060
En color natural, de 100 a 1000 µl					
● 200070	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	8,00	0,083
● 200070R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,40	0,009
● ● ● 200070NR	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	2,38	0,010
● 327-30	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	10 x 1.000	8,50	0,083
● ● ● 327-30R	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	1,99	0,010

Códigos 200070, 200012 y 327-30 cantidad mínima de venta: 1 bolsa.


Packaging:



código: 200012 10x1000 uds código: 200012REF 10 x (5 x 96) uds código: 200012R 10 x 96 uds

Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena



Punta de 50 a 1.250 µl

(50-1.250 µl en puntas con filtro).
Punta universal graduada de color natural.
El rack está fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.


Recomendado para uso con: Socorex®, Gilson®, Nichiryo®, Brand®, HTL®, Biohit®, Eppendorf® Research, DSG®, Elkay®, Finnpiquette®, Handrop®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200071	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	8,50	0,083
● ● ● 200071NR	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,50	0,010
● ● ● 327-31R	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	2,80	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.


Packaging:



código: 200071 10x1000 uds



código: 200071NR 10 x 96 uds
código: 200071RS 10 x 96 uds



Punta de 100 a 1.000 µl

Punta universal Gilson®. El rack está fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.


Recomendado para uso con: Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, DSG®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® y Handrop®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
En color azul:					
● 200080.1	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	9,96	0,085
● 200080.1R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,62	0,015
En color natural:					
● 200082	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	10,80	0,083
● 200082R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,66	0,015
● ● ● 200082NR	rack de 96 puntas	STERILE R	10 x 96	2,62	0,013
● 200082F	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	10 x 1.000	11,20	0,083
● ● ● 327-16	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	2,19	0,013

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:




código: 200080 10x1000 uds



código: 200080REF 10 x (5 x 96) uds



código: 200080.1R 10 x 96 uds



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta de 100 a 1.000 µl

Punta universal con corona tipo Eppendorf®. El rack translúcido está fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C, con tapa abatible.


Recomendado para uso con: Eppendorf®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Dsg®, Gilson®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, HTL® y Handrop®. Apta para Menarini®.




código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200029	puntas sueltas en bolsa	no	10 x 1.000	8,10	0,083
● 200029R	rack de 96 puntas	no	10 x 96	2,40	0,010
● 200029F	puntas sueltas con filtro en bolsa	no	10 x 1.000	8,10	0,083
● ● ● 200029RF	rack 96 puntas con filtro	STERILE R	10 x 96	2,40	0,013

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:




código: 200029 10x1000 uds



código: 200029REF 10 x (5 x 96) uds



código: 200029R 10 x 96 uds
código: 200029NR 10 x 96 uds



Punta de 5 a 1.000 µl


Punta universal natural tipo Beckmann®. Biselada.

Recomendado para uso con: Sherwood®, Lancer®.


código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200021	puntas sueltas	no	10 x 1.000	6,90	0,071

Cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



code: 200029 10x1000 uts



Significado de los símbolos:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena

Punta de 100 a 1.000 µl


Punta universal tipo Oxford®.

Recomendado para uso con: Finnpiquette®, Labsystem®.


código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200020	puntas sueltas	no	8 x 1.000	10,40	0,071

Cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



code: 200083 8 x 1000 uts



Punta de 200 a 1.000 µl


Punta universal natural especial para MLA®. Biselada.

Recomendado para uso con: Finnpiquette® colour.


código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200018	puntas sueltas	no	8 x 1.000	2,75	0,071

Cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Packaging:



code: 200015 8 x 100 uts



Significado de los símbolos:
● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta macro de 1 a 5 ml



Punta universal macro color natural, con corona tipo Eppendorf®.
Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C con tapa transparente en policarbonato y base color mármol.
Tapa deslizante.

Recomendado para uso con: Biohit®, Dsg®, Eppendorf®, Genex®, Jencons®, Socorex® Acura 835.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200075	puntas sueltas	no	8 x 250	5,90	0,088
● 199075	rack de 50 puntas	no	4 x 50	1,98	0,015
● ● ● 200075RF	rack de 50 puntas con filtro	STERILE R	4 x 50	2,50	0,015

Packaging:



Punta macro de 1 a 5 ml



Punta universal macro color natural, con corona tipo Finnpiquette®.
Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C con tapa transparente en policarbonato y base color mármol. Tapa deslizante.

Recomendado para uso con: Brand®, Labsystem®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200028	puntas sueltas	no	8 x 250	6,76	0,085
● 200028R	rack de 50 puntas	no	4 x 50	2,20	0,015
● ● ● 200028RF	rack de 50 puntas con filtro	STERILE R	4 x 50	2,50	0,015

Packaging:



Significado de los símbolos:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena

Punta macro de 1 a 5 ml

Punta universal macro color azul, con corona tipo Socorex®.
Rack en polipropileno **autoclavable a 121 °C** con tapa transparente en policarbonato y base color mármol. Tapa deslizando.


Recomendado para uso con: Gilson®, Nichiryo®.*



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200083	puntas sueltas	no	8 x 250	5,78	0,085
● 200083R	rack de 50 puntas	no	4 x 50	2,10	0,015

*Excepto Nichiryo 3100, 5000 y 5000DG.

Packaging:



código: 200083 8 x 250 uds



código: 200083R 4 x 50 uds



126,00 mm

Punta macro de 2 a 10 ml


Punta universal macro color natural, con corona tipo Gilson®.
Rack en polipropileno **autoclavable a 121 °C** con tapa transparente en policarbonato y base color mármol. Tapa deslizando.

Recomendado para uso con: Labsystem®, Socorex®, Finpipette®, Nichipet®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200015	puntas sueltas	no	10 x 100	7,24	0,087
● 200015R	rack de 25 puntas	no	4 x 25	2,25	0,015
● ● ● 200015RF	rack de 25 puntas con filtro	STERILE R	4 x 25	2,20	0,015


Packaging:



código: 200015 10 x 100 uds



código: 200015R 4 x 25 uds



153,60 mm

Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena

Punta macro de 2 a 10 ml


Punta macro universal para pipetas electrónicas Eppendorf®, Biohit® y Gilson®.

Recomendado para uso con: Gilson Electronic 10000®, Biohit electronic®.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
● 200014	puntas sueltas	no	10 x 100	7,24	0,087
● 200014R	rack de 25 puntas	no	4 x 25	2,25	0,015
● ● ● 200014FR	rack de 25 puntas con filtro	STERILE R	4 x 25	2,20	0,015


Packaging:



código: 200014 10 x 100 uds



código: 200014R 4 x 25 uds



Rack vacío y puntas para refill

Racks vacíos para la nueva presentación en formato “refill”. Consigue un importante ahorro de espacio y de dinero.

Utiliza un rack y sólo cambia el recambio de 96 puntas cada vez.



código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
BOX-RN300	Rack vacío para refill hasta 300ul	no	10	0,014	0,60
BOX-RN1000	Rack vacío para refill hasta 1000ul	no	10	0,014	0,74



Modelos de puntas para refill:

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
200016REF	Punta de 2 a 200 µl	5 x 96	0,50	0,006
200009REF	Punta de 5 a 200 µl	5 x 96	0,50	0,006
200012REF	Punta de 50 a 1.000 µl	5 x 96	0,66	0,006



Significado de los símbolos:

● Libre de RNAsa y DNAsa ● Libre de metales ● Apirógena



Contacta con nosotros para información comercial:

Sede central

Av. La Llana, 115-117
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí - Barcelona
Tel.: 93 699 50 00

Madrid

Puerto de Navafría 12
28935 Móstoles - Madrid
Tel.: 91 616 42 68

Murcia

Pol. Ind. Los vientos
Calle Neptuno 59A
30565 Las Torres de Cotillas
Murcia
Tel.: 96 862 65 09

Valencia

Parque comercial Albufera
Edificio Albufera - Oficina 801
Plaza Alquería de la Culla, 4
46910 Alfafar - Valencia
Tel.: 96 395 08 09

VISITA NUESTRA WEB

