

INTEGRAL **LAB** SOLUTIONS

MOBILIARIO PERSONALIZABLE
FABRICACIÓN SEGÚN NORMATIVA

MOBILIARIO IBTK EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MARCA DE GARANTÍA



MOBILIARIO ESPECIFICO Y PERSONALIZABLE
DIVERSIDAD DE MATERIALES Y COLORES
5 AÑOS DE GARANTIA



PERSONALIZACIÓN



ADAPTABILIDAD



DURABILIDAD



PRESENCIA INTERNACIONAL



FABRICACIÓN NACIONAL



ATENCIÓN AL CLIENTE



INDUSTRIA

Gran experiencia en la construcción de laboratorios para el sector agroalimentario, petroquímico, farmacéutico y cosmético.

Configuramos laboratorios abiertos, con una óptima selección de materiales para cada situación, consiguiendo laboratorios eficientes y duraderos, con un mantenimiento mínimo.



HEALTHCARE

Mobiliario de laboratorio, clínico y hospitalario para todo tipo de análisis y espacios de salas blancas y limpias.

Con el diseño y la selección de los materiales adecuados conseguimos los parámetros de calidad y pureza del aire requeridos, y una gran facilidad de limpieza.



LIFESCIENCE

Contamos con referencias de grandes laboratorios de investigación especializados en el análisis y desarrollo de información, procesos, ensayos, etc .

Creamos laboratorios avanzados, eficientes, con una imagen distintiva, adaptados a las necesidades y requerimientos diarios de los investigadores.

IBTK | MARCA DE GARANTÍA

IBTK | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

PENSAMOS DE MANERA GLOBAL PARA
ACTUAR DE FORMA LOCAL. DISEÑAMOS
NUESTRO PROPIO MOBILIARIO BAJO LOS
MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
NUESTRA EXPERIENCIA PARA DAR
SOLUCIÓN A TUS NECESIDADES.



PERSONALIZADO


MOBILIARIO EN ACERO, MADERA, POLIPROPILENO E INOXIDABLE. FABRICACIÓN Y DISEÑO A MEDIDA.

ADAPTABILIDAD

MOBILIARIO, INSTALACIONES, OBRA CIVIL Y DESMONTAJE.
PLAZOS DE ENTREGA: 4-6 SEMANAS.
DISEÑO Y PLANIMETRÍA: PLANOS 2D,3D, RENDERS.

DURABILIDAD

FABRICACIÓN NACIONAL CON MARCADO CE.
CALIDAD ISO 9001:2015. ISO 14001:2016.
GARANTÍA DE 5 AÑOS.



► MOBILIARIO DE LABORATORIO

ESPECIALISTAS EN ADECUACIÓN DE ESPACIOS

Diseño, fabricación e instalación de mobiliario de laboratorio acorde con la distribución de espacios, seguridad e instalaciones en el ámbito de los laboratorios. Nuestro mobiliario **IBTK se fabrica íntegramente en España y conforme normativas europeas.**

Soluciones específicas, flexibles y personalizadas para las empresas. Disponemos de una gran variedad de mesas, sistemas de servicios, módulos de lavado y de almacenamiento de diferentes medidas, acabados y funcionalidades.



MESAS Y BANCADAS DE LABORATORIO

Según normativa UNE-EN 13150:2001

Mesas resistentes y modulares según necesidad.

Diseños adaptados a cada espacio.

Fabricación a medida con múltiples superficies de trabajo.

MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO

Según normativa UNE-EN 14727:2006

Módulos adaptados a cada espacio y según necesidad.

Sistema de ruedas, zócalo, colgado, alto, combinados...

Fabricación a medida. Madera, acero, inox y polipropileno.

SISTEMAS DE LAVADO

Según normativa UNE-EN 14727:2006

Módulos de lavado con diferentes combinaciones y resistencias.

Equipamiento y accesorios como lavaojos, escurrimatrazes.

Fabricación a medida en polipropileno y acero.





► MOBILIARIO TÉCNICO

INTEGRACIÓN NATURAL

Diseñamos **mobiliario específico y adaptado a las necesidades de los equipos y los diferentes procesos de trabajo en el laboratorio.** El mobiliario IBTK es capaz de cubrir todas las necesidades de su laboratorio.

Con su gama de mobiliario especial, **IBTK engloba las peculiaridades y necesidades más específicas del área de trabajo**, integrándolo en el laboratorio de forma natural, respetando la funcionalidad y estética del resto del mobiliario IBTK.



MESAS DE BALANZAS

Diseñada para el uso de equipos e instrumentos de precisión. Asegura una ausencia de vibraciones.

MESAS DE ESTUFAS

Optimiza tu espacio en el laboratorio integrando equipos de estufas, hornos o incubadoras en dos o tres niveles de altura. Diseños y configuraciones a medida.

MESAS DE CATAS

Soluciones de trabajo higiénicas para análisis sensorial en colores, olores y sabores. Proyectos a medida y según norma (UNE-EN ISO 8589:2010) que responden a condiciones de temperatura, humedad y luz de manera regulada.

ARMARIOS TÉCNICOS

Armarios muestrotecas, combinados y de farmacia fabricados a medida. Muebles insonorizados para almacenar equipos con fuertes vibraciones y ruidos. Muebles con sistema de contenedores específico para residuos.





► SISTEMAS DE SERVICIOS E INSTALACIONES

SERVICIOS INTEGRALES TÉCNICOS

Planificamos, diseñamos y ejecutamos las instalaciones de su laboratorio según normativa. Tenemos en cuenta los principales aspectos de seguridad y funcionalidad que requieren los equipos y el trabajo en el laboratorio. Nuestros proyectos incluyen instalaciones de gas, aire comprimido, agua, electricidad y climatización...

Ofrecemos una **amplia diversidad de soluciones funcionales, seguras y estéticas** para sistema de servicios con capacidad modulable para enchufes eléctricos, tomas de datos, tomas de gas y tomas de agua.

▼ COLUMNAS TÉCNICAS

Columnas técnicas en acero con acabado en pintura epoxi adecuadas y adaptadas a la configuración del espacio y las necesidades del cliente. Posibilidad de sistemas aéreos y telescópicos en mesas centrales y murales.

SISTEMAS MODULARES

Sistemas modulares auto portantes y de almacenamiento para mesas centrales y murales con posibilidad de incluir varios niveles de estanterías con reborde antiderrame.

MÓDULOS Y CANALETAS

Canaleta técnica de servicios simple o doble para distribuciones eléctricas y de datos. Módulos técnicos con diferentes usos y configuraciones. Posibilidad de usos sobre bancada, bajo bancada o encastrada.





► VITRINAS DE GASES Y ARMARIOS DE SEGURIDAD

LABORATORIO MÁS SEGURO

En los laboratorios se manipulan o almacenan **compuestos inflamables, irritantes, corrosivos o tóxicos en general**, por lo que deben disponer de equipos de seguridad que permitan evitar cualquier tipo de incidentes.

Contamos con diferentes soluciones para sus extracciones en el laboratorio. Es necesario asegurarse de que se elige el tipo correcto para las sustancias que se utilizan y los procesos que se llevan a cabo.

VITRINAS DE GASES

Contamos con una amplia gama de vitrinas de gases para uso general como diferentes ácidos y espacios en laboratorio, cumpliendo con las normativas más exigentes EN 14175.

ARMARIOS DE SEGURIDAD

Armarios de seguridad fabricados según normativa para el almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas. Apto para la protección del entorno y control de sus productos peligrosos con soluciones para cada sustancia.

CAPOTAJES, CAMPANAS Y BRAZOS ARTICULADOS

Múltiples soluciones según necesidad para todo tipo de extracciones medias-bajas y localizadas. Desde capotajes y campanas de extracción a medida hasta brazos articulados para la mayoría de tipos de contaminantes en suspensión, como en laboratorios, escuelas, hospitales, aplicaciones de la industria ligera.



BELAIR 56

1BTK

1BTK

DÜPERTHAL
Typ 90

DÜPERTHAL
Typ 90



Ne pas fumer
Keep the door closed
Ne pas fumer
Ne pas ouvrir
Ne pas ouvrir








INDUSTRIA





HEALTHCARE







DELTALAB S.L.

Pol Ind La Llana, Plaça de la Verneda, 1,
Rubí - 08191 - BARCELONA - ESPAÑA

www.deltalabgroup.com | +34 93 699 50 00 | +34 93 699 45 12