

# Catálogo de puntas

## Tips Catalogue

## Personaliza las puntas con tu marca / Customise the tips with your brand

Ofrecemos la **fabricación de puntas de alta precisión con marca privada**, totalmente compatibles con la mayoría de **micropipetas** disponibles en el mercado. Nuestros procesos de inyección, control de calidad y validación aseguran una **reproducibilidad óptima**, incluso en aplicaciones críticas.

En **Deltalab member of SCGP**, ponemos a disposición de nuestros clientes capacidades de desarrollo y producción orientadas a la **estandarización, estabilidad dimensional y consistencia lote a lote**, cumpliendo con los requisitos técnicos de laboratorios clínicos, de investigación y de diagnóstico.

Nuestras puntas están diseñadas para garantizar:

- Geometría optimizada para **sellado uniforme** y ajuste seguro en múltiples marcas de micropipetas.
- Materiales de grado **virgen y libre de aditivos no deseados**, aptos para aplicaciones sensibles.
- Producción en salas limpias que aseguran la ausencia de **DNasas, RNasas y endotoxinas**.
- Tolerancias estrictas para minimizar variaciones en la **precisión y exactitud** del pipeteo.

Reafirmamos nuestro compromiso con el cliente mediante el desarrollo de soluciones adaptadas a sus especificaciones: diseño, colour, volumen nominal, tipo de filtro, conductividad y empaquetado.

**Opciones disponibles:**

1. **Puntas estándar del catálogo**, verificadas y validadas según nuestros protocolos internos.
2. **Puntas personalizadas**, desarrolladas según diseño propio del cliente.

We offer the **manufacture of high-precision private-label** tips that are fully compatible with most micropipettes available on the market. Our injection moulding, quality control and validation processes ensure **optimal reproducibility**, even in critical applications.

**At Deltalab a member of SCGP**, we offer our clients development and production capabilities focused on **standardisation, dimensional stability and batch-to-batch** consistency, meeting the technical requirements of clinical, research and diagnostic laboratories.

Our tips are designed to ensure:

- Optimised geometry for a **uniform seal** and secure fit on multiple brands of micropipettes.
- **Virgin-grade materials free from unwanted additives**, suitable for sensitive applications.
- Production in cleanrooms that ensure the absence of **DNases, RNases and endotoxins**.
- Strict tolerances to minimise variations in pipetting **precision and accuracy**.


We reaffirm our commitment to our customers by developing solutions tailored to their specifications: design, colour, nominal volume, filter type, conductivity and packaging.

**Available options:**

1. **Standard tips from the catalogue**, verified and validated in accordance with our internal protocols.
2. **Customised tips**, developed according to the customer's own design.

**¡Impulse su marca  
con puntas OEM de alta precisión!**

**Boost your brand  
with high-precision OEM tips!**



## Calidad y precisión en cada punta / Quality and precision in every tip

Deltalab cubre la práctica totalidad de necesidades que pueden surgir en la dispensación de líquidos. Nuestras puntas pueden encontrarse en una amplia variedad de opciones, como:

- Fabricadas en polipropileno
- Con o sin filtro en bolsa o rack (tapa libre, abatible o deslizante)
- Estériles y libres de DNAsa y RNAsa, con filtro Estándar o Extra en rack
- Estériles, sin filtro, en bolsa individual

Todas nuestras puntas y racks se fabrican en polipropileno **autoclavable**, aunque no se recomienda autoclavar las puntas con filtro.



En caso de autoclavar las puntas sin filtro, se recomienda hacerlo en el rack para evitar deformaciones.

Deltalab covers virtually all the requirements that may arise in the dispensing of liquids. Our tips are available in a wide variety of options, such as:

- Made of polypropylene
- With or without filter in bulk or rack (with hinged, sliding or free lid)
- Sterile, DNase and RNase free, with Standard or Extra filter, in rack
- Sterile, without filter, individually wrapped

All our tips and racks are made of **autoclavable** polypropylene, although it is not recommended to autoclave tips with filters.

If you autoclave tips without filters, it is recommended to do so in the rack to avoid deformations.



### Puntas sin filtro / Tips without filter

El complemento perfecto para un pipetado **seguro, ágil, cómodo y preciso**.

The perfect aid for a **safe, easy, quick and accurate** liquid handling.

- **Baja retención / Low retention**
- **Resistentes a autoclave / Autoclave resistant**
- **Buen anclaje / Good subjection**
- **Alta transparencia / High transparency**
- **Puntas homogéneas / Uniform tips**
- **Libres de metales / Free of metals**
- **Trazabilidad / Traceability**

### Puntas con filtro / Tips with filter

El filtro evita la formación de aerosoles y previene posibles contaminaciones de la pipeta y/o de la muestra

The filter tip avoids aerosols and prevents pipette and / or sample contamination.

1. **Purifica de aerosoles y contaminantes** el aire que entra en contacto con la pipeta  
It **purifies** the air that goes through the filter, **removing aerosol and contaminants**
2. **Absorbe parcialmente la muestra** en caso de sobreaspiración (10-20%)  
It **partially absorbs the sample** in case of overaspiration (10-20%)
3. **Protege la muestra** de una pipeta accidentalmente **no estéril**.  
It **protects the sample** from an accidentally **non sterile pipette**.
4. **Filtro de porex / Porex filter.**

Nuestras puntas de fabricación propia son compatibles con la mayoría de las pipetas disponibles en el mercado. Para cada modelo, en el presente catálogo, especificamos su compatibilidad con las principales marcas de pipetas. No obstante, es importante tener en cuenta que los conos de pipeta de una misma marca pueden variar según el modelo o el año de fabricación. Recomendamos a los usuarios que consulten con nuestro departamento comercial o soliciten muestras antes de utilizar las puntas con nuevos modelos de pipetas.

Our self-manufactured tips are compatible with most pipettes available on the market. For each model in this catalog, we specify its compatibility with the main pipette brands. However, it is important to note that pipette cones from the same brand may vary depending on the model or year of manufacture. We recommend that users consult with our sales department or request samples before using the tips with new pipette models.


### Tipos de presentación / Types of presentation



**Puntas estériles en bolsa unitaria**  
Sterilized tips individually wrapped in flow-pack



**Puntas en bolsa**  
Tips in bulk



**Refill para racks reutilizables**  
Refill for reusable racks



**Rack para puntas**  
Rack for tips



**Rack para puntas largas**  
Rack for long tips



**Rack para puntas macro**  
Rack for macro tips

### Punta de 0,1 a 10 µl / 0.1 - 10 µl tip

Punta universal natural tipo Gilson®, graduada.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.

Natural universal crystal tip, graduated. Gilson® type.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**

Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200024	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	20 x 1.000	3,80	0,026
● 200024REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,00	0,057
● 199084RC	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,92	0,009
●●● 199084NRC	rack de 96 puntas 96 tips rack	STERILE R	10 x 96	1,20	0,012
● 326-19	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	20 x 1.000	3,70	0,026
●●● 327-19	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	STERILE R	10 x 96	1,26	0,010




Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

#### Packaging:




código/code: 200024  
código/code: 326-19



código/code: 200024REF



código/code: 199084RC  
código/code: 199084NRC  
código/code: 327-19



### Punta de 0,1 a 10 µl / 0.1 - 10 µl tip

Punta universal natural tipo Gilson® cristal, graduada.  
Formato largo, para facilitar el uso con muestras en contenedores profundos.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.

Gilson® type natural universal tip, graduated.  
Long design, for ease of use with samples in deep containers  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**

Gilson®, Socorex®, Eppendorf®, Biohit®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Dsg®, Elkay®, Genex®, Jencons®, HTL®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 301-01	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	15 x 1.000	3,00	0,026
● 301-01R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,80	0,010
●●● 301-01NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	STERILE R	10 x 96	2,62	0,015
● 301-01REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	4,30	0,057
● 301-01F	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	15 x 1.000	2,92	0,023
●●● 301-01FR	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	STERILE R	10 x 96	1,25	0,012




Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

#### Packaging:



código/code: 301-01  
código/code: 301-01F



código/code: 301-01REF



código/code: 301-01R  
código/code: 301-01NR  
código/code: 301-01FR



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa      ● Libre de metales      ● Apirógena
- RNase and DNase free      ● Metal free      ● Pyrogen free

## Punta de 0,5 a 20 µl / 0.5 - 20 µl tip

Punta universal natural tipo Eppendorf® cristal. Biselada.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal natural crystal tip, Eppendorf® type. Beveled.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**  
Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®,  
Jencos®, Nichiry®, Socorex®, HTL®, Handrop® monocanal.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● <b>301-11</b>	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	25 x 1.000	4,80	0,050
<b>NEW</b> ● <b>301-11REF</b>	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 x (5 x 96)	5,00	0,057
● <b>301-10</b>	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,82	0,009
● ● ● <b>301-09</b>	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,80	0,009
● <b>326-37</b>	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	25 x 1.000	5,40	0,035
● ● ● <b>327-37R</b>	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,25	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

### Packaging:



código/code: 301-11  
código/code: 326-37



código/code: 301-11REF



código/code: 301-10  
código/code: 301-09  
código/code: 327-37R



## Punta de 2 a 20 µl / 2 - 20 µl tip

Punta universal natural tipo Eppendorf®.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal natural tip, Eppendorf® type.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**  
Eppendorf®, Biohit®, Finnpiquette®, Gilson®, Socorex®, Brand®, HTL®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● ● ● <b>200010FR</b>	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,00	0,010
● ● ● <b>200010NR</b>	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,00	0,014
<b>NEW</b> ● <b>200010REF</b>	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 x (5 x 96)	5,20	0,057

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


### Packaging:



código/code: 200010REF



código/code: 200010FR  
código/code: 200010NR



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNase and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 2 a 30 µl / 2 - 30 µl tip

Punta universal natural tipo Gilson® con filtro. Biselada.  
Punta idéntica a la del código **200078**.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Gilson® type universal natural tip with filter. Beveled.  
Identical tip to code **200078**.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**


Gilson® P20 P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, FinnpiPETTE®, Genex®, Jencons®, Socorex®, Nichiryo®, HTL®, etc.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● <b>327-36</b>	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	25 x 1.000	9,50	0,071
● ● ● <b>327-36R</b>	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,59	0,009

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


**Packaging:**



código/code: 327-36



código/code: 327-36R



### Punta de 2 a 100 µl / 2 - 100 µl tip

Punta universal natural tipo Gilson® con filtro. Biselada.  
Punta idéntica a la del código **200078**.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Gilson® type universal natural tip with filter. Beveled.  
Identical tip to code **200078**.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**

Gilson® P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, FinnpiPETTE®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, etc.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● <b>327-23</b>	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	25 x 1.000	9,00	0,071
● ● ● <b>327-24</b>	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,96	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



**Packaging:**



código/code: 327-23



código/code: 327-24

Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de RNAsa and DNase free
- Libre de metales
- Metal free
- Apirógena
- Pyrogen free

## Punta de 2 a 200 µl / 2 - 200 µl tip

Punta universal natural tipo Gilson®. Biselada.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.


Universal natural tip. Gilson® type. Beveled.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**  
Gilson® P20 P100 P200, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Socorex®, Nichiryo®, HTL®, etc.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200078	puntas sueltas tips in bulk	no	25 x 1.000	9,20	0,071
● 199078RC	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,96	0,009
● ● ● 199078N	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,96	0,009
<b>NEW</b> ● 199078REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,60	0,057


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200078



código/code: 199078REF



código/code: 199078RC  
código/code: 199078N

## Punta de 5 a 100/200 µl / 5 - 100/200 µl tip

Punta universal natural tipo Eppendorf®.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.  
Rack puntas sin filtro: tapa transparente y base color azul.  
Rack con filtro ESTÁNDAR: tapa transparente abatible, base transparente.

Universal natural tip, Eppendorf® type.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.  
Rack without filter: transparent lid and blue base.  
Rack with STANDARD filter: transparent hinged lid, transparent base.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**  
Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Kartell®, Nichiryo®, Socorex®, HTL®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 327-33	puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	25 x 1.000	10,00	0,071
● ● ● 327-33R	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,97	0,009


### Puntas sin filtro, de 5 a 200 µl / Unfiltered tips, 5 - 200 µl

● 200072	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	25 x 1.000	9,10	0,071
<b>NEW</b> ● 200072REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,20	0,057
● 199014RC	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,93	0,010
● ● ● 199014N	rack 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,97	0,010


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200072  
código/code: 327-33



código/code: 200072REF



código/code: 199014RC  
código/code: 199014N  
código/code: 327-33R

Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNase and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 2 a 200 µl / 2 - 200 µl tip

Punta biselada universal tipo Gilson®. Puntas con filtro: color natural. Puntas sin filtro: color amarillo. Rack en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal tip, bevelled. Gilson® type. Tips with filter: natural colour. Tips without filter: yellow colour. Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**


Gilson® (excepto multicanal), Eppendorf®, Dsg®, Elkay®, Finnpiptette® (excepto multicanal), Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, Socorex® serie Akura.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
<b>Color natural / Natural colour:</b>					
●	<b>327-34</b> puntas sueltas con filtro en bolsa filter tips in bulk	no	25 x 1.000	9,20	0,083
● ● ●	<b>327-34R</b> rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,45	0,010
<b>Color amarillo / Yellow colour:</b>					
●	<b>200016</b> puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	25 x 1.000	7,40	0,072
● ● ●	<b>200016B</b> puntas sueltas en bolsa tips in bulk	<b>STERILE R</b>	200	0,19	0,002
●	<b>200016R</b> rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,94	0,009
●	<b>200016REF</b> refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,00	0,057




**Packaging:**



código/code: 200016  
código/code: 200016B  
código/code: 327-34

código/code: 200016R  
código/code: 327-34R

código/code: 200016REF



### Punta de 0,1 a 200 µl / 0,1 - 200 µl tip

Punta universal natural con corona especial para gel. Rack en polipropileno **autoclavable** con tapa abatible.

Universal natural colour tip with collar for gel. Rack made of **autoclavable** polypropylene with hinged lid.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**

Pipetman®, Eppendorf®, Titertek®, Biohit®, Socorex®, Nichiryo®, Costar Corning®, Oxford®, Rainin®, Finnpiptette®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
●	<b>200079</b> puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	9,20	0,050
● ● ●	<b>200079R</b> rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,20	0,010
● ● ●	<b>200079FS</b> rack 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,80	0,010


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:**

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free



**Packaging:**



código/code: 200079

código/code: 200079R  
código/code: 200079FS

## Punta de 1 a 200 µl / 0,1 - 200 µl tip

Punta universal natural. Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C. Contiene 204 puntas dispuestas en 12 x 17.

Universal natural tip. Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C. It contains 204 tips arranged in a 12 x 17 grid.

### Recomendado para uso con / Recommended for use with:


Pipetman®, Eppendorf®, Nichiryo®, Costar Corning®, Oxford®, Volac®, Socorex®, Titertek®, SMI®, Rainin®, Finnpiette®, etc.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200026	puntas sueltas tips in bulk	no	5 x 1.000	3,50	0,050
● ● ● 327-26	rack 204 puntas con filtro rack of 204 tips with filter	<b>STERILE R</b>	8 x 204	2,23	0,014

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


### Packaging:



código/code: 200026



código/code: 327-26



## Punta de 1 a 200 µl / 1 - 200 µl tip

Punta universal natural. Diseñada para trabajar con líquidos viscosos, como glicerol u homogeneizados de tejido. También apropiada para estructuras celulares frágiles, minimizando los riesgos de desgarramiento o rotura.

Universal natural tip. Designed for use with viscous liquids, such as glycerol or tissue homogenates. Also suitable for fragile cellular structures, minimising the risk of tearing or breakage.

### Recomendado para uso con / Recommended for use with:


Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Finnpiette®, Biohit®, Oxford®, Pipetman®, Rainin®, Costar Corning®, Volac®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 327-40	puntas sueltas tips in bulk	no	10 x 1.000	4,20	0,020

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

### Packaging:



código/code: 327-40



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 5 a 200 µl / 5 - 200 µl tip

Punta universal tipo Eppendorf®. Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C.

Universal Eppendorf® type. Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**

Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200009	puntas sueltas tips in bulk	no	25 x 1.000	8,75	0,072
● ● ● 200009B	puntas sueltas en bolsa individual single tips individually wrapped	<b>STERILE R</b>	200	0,19	0,002
● 200009R	rack 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,98	0,009
<b>NEW</b> ● 200009REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 x (5 x 96)	1,25	0,012
● ● ● 200009RS	rack 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,39	0,012


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

#### Packaging:



código/code: 200009  
código/code: 200009B



código/code: 200009REF



código/code: 200009R  
código/code: 200009RS



### Punta de 5 a 200 µl / 5 - 200 µl tip

Punta universal amarilla tipo Gilson®.

Yellow Gilson® type universal tip.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 199083	puntas sueltas tips in bulk	no	25 x 1.000	9,00	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.

Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

#### Packaging:



código/code: 199083



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de RNAsa and DNase free
- Libre de metales
- Metal free
- Apirógena
- Pyrogen free

## Punta de 2 a 300 µl / 2 - 300 µl tip

Punta universal natural tipo Biohit®. Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Biohit® type universal natural tip. Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C.


### Recomendado para uso con / Recommended for use with:

Gilson® P200, Finnpiptette® (modelo antiguo / old model), Labsystems®, Nichiryo®, Handrop®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200074	puntas sueltas tips in bulk	no	24 x 1.000	8,30	0,067
● 200074R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,40	0,010
●●● 200074NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,98	0,009
<b>NEW</b> ● 200074REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,60	0,057


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200074



código/code: 200074REF



código/code: 200074R  
código/code: 200074NR

## Punta de 2 a 300 µl / Tip 2 - 300 µl


Punta universal natural tipo MLA®. Biselada.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**, con tapa abatible.

MLA® type natural universal tip. Beveled.  
Rack made of polypropylene that is autoclavable at 121 °C, with a hinged lid.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200017	puntas sueltas tips in bulk	no	25 x 1.000	10,50	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200017

Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 2 a 200 µl / 2 - 200 µl tip

Punta universal amarilla graduada. Puntas con filtro: color natural.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**, con tapa abatible.

Yellow graduated universal tip. Filtered tips: natural colour.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121 °C**, with a hinged lid.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Eppendorf®, Socorex®, Gilson® excepto modelo NEO, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Jencons®, Thermo®, DSG®, Elkay®, HTL®, Finnpiptette®, Genex®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
<b>Color amarillo / Yellow colour</b>					
● <b>200076</b>	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	24 x 1.000	8,82	0,071
● <b>200076R</b>	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,98	0,010
<b>NEW</b> ● <b>200076REF</b>	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,00	0,057


<b>Color natural / Natural colour</b>					
●●● <b>200076RF</b>	rack de puntas con filtro tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,80	0,009

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**




código/code: 200076



código/code: 200076REF



código/code: 200076R  
código/code: 200076RF



### Punta de 5 a 200 µl / 5 - 200 µl tip

Punta universal natural tipo Oxford®. Biselada.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**, con tapa abatible.

Natural Oxford® type universal tip. Beveled.  
Rack made of polypropylene that is **autoclavable at 121 °C**, with a hinged lid.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Oxford®, Slimline®, DiaMed-Micro Typ system.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● <b>200019</b>	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	12 x 1.000	6,90	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**



código/code: 200019



**Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:**

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free

## Punta de 20 a 300 µl / 20 - 300 µl tip

Punta universal natural graduada tipo Eppendorf®.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal natural Eppendorf® type graduated tip.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to 121 °C.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Elkay®, Jencons®, Finnpiquette®, Nichiryo®, Socorex®, Handrop® monocanal.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200077	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	20 x 1.000	9,70	0,071
● 200077R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	1,94	0,009
●●● 200077NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,52	0,012
● 200077F	puntas sueltas en bolsa con filtro tips in bulk with filter	no	20 x 1.000	9,90	0,071
●●● 200077FR	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,92	0,009
● 200077REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 x (5x 96)	5,60	0,057




Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200077  
código/code: 200077F



código/code: 200077REF



código/code: 200077R  
código/code: 200077NR  
código/code: 200077FR

## Punta de 50 a 1.000 µl / 50 - 1.000 µl tip

Punta universal con corona. Color azul o natural. Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal tip with crown. Available in blue or natural colour. Rack made of **autoclavable** polypropylene at 121 °C.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Eppendorf®, Gilson®, DSG®, Elkay®, Finnpiquette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Menarini®.




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
<b>Color azul, de 50 a 1000 µl / Blue colour, 50 to 1000 µl</b>					
● 200012	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	7,95	0,085
●●● 200012B	puntas sueltas en bolsa individual single tips individually wrapped	<b>STERILE R</b>	175	0,27	0,004
● 200012R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	2,36	0,010
● 200012REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 x (5 x 96)	0,50	0,060
<b>Color natural, de 100 a 1000 µl / Natural colour, 100 to 1000 µl</b>					
● 200070	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	8,00	0,083
● 200070R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	2,40	0,009
●●● 200070NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,38	0,010
● 327-30	puntas sueltas en bolsa con filtro tips in bulk with filter	no	10 x 1.000	8,50	0,083
●●● 327-30R	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	1,99	0,010




Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



### Packaging:



código/code: 200012  
código/code: 200012B  
código/code: 200070  
código/code: 327-30



código/code: 200012REF



código/code: 200012R  
código/code: 200070R  
código/code: 200070NR  
código/code: 327-30R

Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 50 a 1.250 µl / 50 - 1.250 µl tip

Punta universal de color natural 50-1.250 µl. (punta con filtro 50-1000 µl.)  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Universal natural coloured tip 50-1,250 µl. (tip with filter 50-1000 µl.)  
Rack made of polypropylene **autoclavable up to 121 °C**.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:**  
Socorex®, Gilson®, Nichiryo®, Brand®, HTL®, Biohit®, Eppendorf®  
Research, DSG®, Elkay®, Finnpiette®, Handrop®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200071	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	8,50	0,083
● 200071NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	2,50	0,010
●●● 200071RS	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,62	0,015
● 327-31	puntas sueltas en bolsa con filtro tips in bulk with filter	no	10 x 1.000	9,30	0,086
●●● 327-31R	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,80	0,010

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


#### Packaging:



código/code: 200071  
código/code: 327-31



código/code: 200071NR  
código/code: 200071RS  
código/code: 327-31R



### Punta de 100 a 1.000 µl / 100 - 1.000 µl tip

Punta universal Gilson®. Rack fabricado en polipropileno **autoclavable a 121 °C**.

Gilson® universal tip. Rack made of polypropylene **autoclavable up to 121 °C**.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, DSG®, Elkay®, Finnpiette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL®, Handrop®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------	-------------	----------------

#### Color azul / Blue colour:


● 200080.1	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	9,96	0,085
● 200080.1R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	2,62	0,015
● 200080REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	7,20	0,058



#### Color natural / Natural colour:

● 200082	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	10,80	0,083
● 200082R	rack de 96 puntas 96 tips rack	no	10 x 96	2,66	0,015
●●● 200082NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,62	0,013
● 200082F	puntas sueltas en bolsa con filtro tips in bulk with filter	no	10 x 1.000	11,20	0,083
●●● 327-16	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	10 x 96	2,19	0,013


Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.



#### Packaging:



código/code: 200080.1  
código/code: 200082  
código/code: 200082F



código/code: 200080REF



código/code: 200080.1R  
código/code: 200082R  
código/code: 200082NR  
código/code: 327-16

Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNase and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free

## Punta de 100 a 1.000 µl / 100 - 1.000 µl tip

Punta universal con corona tipo Eppendorf®. Rack fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C, con tapa abatible.

Universal tip with collar. Eppendorf® type. Rack made of polypropylene autoclavable up to 121°C and features a hinged lid.

**Recomendado para uso con / recommended for use with:** Eppendorf®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Dsg®, Gilson®, Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, HTL®, Handrop®, Menarini®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
<b>Color azul / Blue colour:</b>					
● 200029	puntas sueltas en bolsa tips in bulk	no	10 x 1.000	8,10	0,083
● 200029R	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	no	10 x 96	2,40	0,010
● ● 200029NR	rack de 96 puntas 96 tips rack	STERILE R	10 x 96	2,20	0,015
● 200029REF	refill rack de 96 puntas refill for 96 tips rack	no	10 (5 x 96)	5,00	0,057




**Color natural / Natural colour:**


● 200029F	puntas sueltas en bolsa con filtro tips in bulk with filter	no	10 x 1.000	8,10	0,083
● ● ● 200029RF	rack de 96 puntas con filtro 96 tips rack with filter	STERILE R	10 x 96	2,40	0,013

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**




código/code: 200029  
código/code: 200029F



código/code: 200029RF



código/code: 200029R  
código/code: 200029NR  
código/code: 200029RF



## Punta de 5 a 1.000 µl / 5 - 1.000 µl tip

Punta universal natural tipo Beckmann®. Biselada.


Universal natural colour tip. Beckmann® type. Beveled.

**Recomendado para uso con / recommended for use with:** Sherwood®, Lancer®.


código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200021	puntas sueltas tips in bulk	no	10 x 1.000	6,90	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**



código/code: 200021



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta de 100 a 1.000 µl / 100 - 1.000 µl tip

Punta universal tipo Oxford®.


Universal tip. Oxford type®.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Finnpiquette®, Labsystem®.


código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200020	puntas sueltas tips in bulk	no	8 x 1.000	10,40	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**



código/code: 200020



### Punta de 200 a 1.000 µl / 200 - 1.000 µl tip

Punta universal natural especial para MLA®. Biselada.


Special natural universal tip for MLA®. Beveled.

**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Finnpiquette®.


código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200018	puntas sueltas	no	8 x 1.000	2,75	0,071

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

**Packaging:**



código/code: 200018



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNase and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free

## Punta macro de 1 a 5 ml / 1 - 5 ml macro tip

Punta universal macro color natural, con corona tipo Eppendorf®.  
Rack en polipropileno **autoclavable a 121 °C** con tapa transparente en policarbonato y base color mármol. Tapa deslizante.

Universal macro tip in natural colour, with an Eppendorf® crown type.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121°C** with polycarbonate lid and a marble-coloured base. Sliding lid.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Biohit®, Dsg®, Eppendorf®, Genex®, Jencons®, Socorex® Acura 835.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200075	puntas sueltas tips in bulk	no	8 x 250	5,90	0,088
● 199075	rack de 50 puntas 50 tips rack	no	4 x 50	1,98	0,015
● ● ● 200075RF	rack 50 puntas con filtro 50 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	4 x 50	2,50	0,015

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


### Packaging:



código/code: 200075



código/code: 199075  
código/code: 200075RF



## Punta macro de 1 a 5 ml / 1 - 5 ml macro tip

Punta universal macro colour natural, con corona tipo FinnpiPETTE®.  
Rack en polipropileno **autoclavable a 121 °C** con tapa transparente en policarbonato y base colour mármol. Tapa deslizante.

Universal macro tip in natural colour, with a FinnpiPETTE® crown type.  
Rack made of **autoclavable** polypropylene up to **121°C** with polycarbonate lid and a marble-coloured base. Sliding lid.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Brand®, LabSystem®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200028	puntas sueltas tips in bulk	no	8 x 250	6,76	0,085
● 200028R	rack de 50 puntas 50 tips rack	no	4 x 50	2,20	0,015
● ● ● 200028RF	rack 50 puntas filtro 50 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	4 x 50	2,50	0,015

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


### Packaging:



código/code: 200028



código/code: 200028R  
código/code: 200028RF



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

### Punta macro de 1 a 5 ml / 1 - 5 ml macro tip

Punta universal macro color azul, con corona tipo Socorex®.  
Rack fabricado en polipropileno **autoclavable** a 121 °C con tapa transparente en policarbonato y base colour mármol. Tapa deslizante.

Blue universal macro tip with a Socorex® type crown.  
Rack made of polypropylene, **autoclavable** at 121 °C, with a transparent polycarbonate lid and a marble-coloured base. Sliding lid.

Recomendado para uso con / Recommended for use with: Gilson®, Nichiryo®.\*




código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200083	puntas sueltas tips in bulk	no	8 x 250	5,78	0,085
● 200083R	rack de 50 puntas 50 tips rack	no	4 x 50	2,10	0,015

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.

\*Excepto / Except: Nichiryo 3100, 5000, 5000DG.


#### Packaging:



código/code: 200083



código/code: 200083R



### Punta macro de 2 a 10 ml / 2 - 5 ml macro tip

Punta universal macro colour natural, con corona tipo Gilson®.  
Rack en polipropileno **autoclavable** a 121 °C con tapa transparente en policarbonato y base colour mármol. Tapa deslizante.

Universal macro tip in natural colour, with a Gilson® type crown.  
Rack made of polypropylene, **autoclavable** at 121 °C, with a transparent polycarbonate lid and a marble-coloured base. Sliding lid.


Recomendado para uso con / Recommended for use with: Labsystem®, Socorex®, Finpipette®, Nichipet®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200015	puntas sueltas tips in bulk	no	10 x 100	7,24	0,087
● 200015R	rack de 25 puntas 25 tips rack	no	4 x 25	2,25	0,015
● ● ● 200015RF	rack 25 puntas filtro 25 tips rack with filter	<b>STERILE R</b>	1 x 25	2,20	0,015

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


#### Packaging:



código/code: 200015



código/code: 200015R  
código/code: 200015RF



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free

## Punta macro de 2 a 10 ml / 2 - 10 ml macro tip

Punta macro universal para pipetas electrónicas Eppendorf®, Biohit® y Gilson®.

Universal macro tip for Eppendorf®, Biohit®, and Gilson® electronic pipettes.


**Recomendado para uso con / Recommended for use with:** Gilson® Electronic 10000®, Biohit electronic®.



código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
● 200014	puntas sueltas tips in bulk	no	10 x 100	7,24	0,087
● 200014R	rack de 50 puntas 50 tips rack	no	4 x 25	2,09	0,017
● ● ● 200014FR	rack 25 puntas filtro 25 tips rack with filter	STERILE R	4 x 25	2,20	0,015

Puntas sueltas en bolsas: cantidad mínima de venta 1 bolsa.  
Tips in bulk: minimum unit sale 1 bag.


### Packaging:



código/code: 200014



código/code: 200014R  
código/code: 200014FR



## Rack vacío y puntas para refill / Empty rack and refill tips

Racks vacíos para la nueva presentación en formato “refill”. Consigue un importante ahorro de espacio y de dinero.

Utiliza un rack y sólo cambia el recambio de 96 puntas cada vez.

Empty racks for the new “refill” format. Save significant space and money. Use one rack and simply replace the 96-tip refill each time.



### Modelos de rack refill / Rack tip models:

código code	descripción description	estéril sterile	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
BOX-RN300	Rack vacío para refill hasta 300ul Empty rack for refills up to 300 µL	no	10	0,014	0,60
BOX-RN1000	Rack vacío para refill hasta 1000ul Empty rack for refills up to 1000 µL	no	10	0,014	0,74



### Modelos de puntas para refill / Refillable tip models:

código code	descripción description	cantidad quantity	peso weight	volumen volume
200016REF	Punta de 2 a 200 µl 2–200 µl tip	5 x 96	0,50	0,006
200009REF	Punta de 5 a 200 µl 5–200 µl tip	5 x 96	0,50	0,006
200012REF	Punta de 50 a 1.000 µl Tip capacity: 50 to 1,000 µl	5 x 96	0,66	0,006



Significado de los símbolos / Meaning of the symbols:

- Libre de RNAsa y DNAsa
- Libre de metales
- Apirógena
- RNAsa and DNAsa free
- Metal free
- Pyrogen free



**Contacta con nosotros para información comercial / Please contact us for sales enquiries:**

**Sede central**

Av. La Llana, 115-117  
Pol. Industrial La Llana  
08191 Rubí - Barcelona  
Tel.: 93 699 50 00

**Madrid**

Puerto de Navafría 12  
28935 Móstoles - Madrid  
Tel.: 91 616 42 68

**Murcia**

Pol. Ind. Los vientos  
Calle Neptuno 59A  
30565 Las Torres de Cotillas  
Murcia  
Tel.: 96 862 65 09

**Valencia**

Parque comercial Albufera  
Edificio Albufera - Oficina 801  
Plaza Alquería de la Culla, 4  
46910 Alfafar - Valencia  
Tel. : 96 395 08 09

**VISITA NUESTRA WEB  
VISIT OUR WEBSITE**



[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com)

[www.deltalabgroup.com](http://www.deltalabgroup.com)