

TAMPOANE STERILE

Produs de unică folosință. Tamponane sterilizate cu oxid de etilenă sau radiații (indicate pe ambalaj).

Tamponanele, sunt dispozitive medicale (MD). și sunt acoperite de CE0318.

Suportul este din lemn, plastic, aluminiu impletit sau aluminiu rigid, iar capul este din bumbac, poliester sau vascoza.

Scopul propus:

Tamponanele sunt produse sterile invazive pentru recoltarea de probe prin contact direct cu pacientul, de tip chirurgical, pentru analize microbiologice ulterioare, de către personal sanitar specializat și în condiții de igienă corespunzătoare. Tamponul este destinat a fi utilizat în medii clinico-spital.

Prezentare:

- Tamponane sterile ambalate individual în peel-pack, flow-pack sau tub.

Avertizări:

1. Dacă ambalajul unității se rupe, nu utilizați tamponul deoarece nu are garanție de sterilitate.
2. Nu utilizați dacă lipsește vreo componentă sau dacă informațiile despre produs imprimate nu sunt afișate corect.
3. Aruncați produsul dacă găsiți perii murdare, rupte și/sau așchiate și/sau cu capul necompactat și/sau fără el.
4. Nu utilizați dacă data de expirare a fost depășită.
5. Doar pentru o singură utilizare. Reutilizarea acestui produs poate provoca infecții.
6. Manipulați cu grijă. Deși puțin probabil, aplicarea unei presiuni prea mari în timpul utilizării ar putea rupe peria. Dacă este rupt, aruncați imediat.
7. Perile fara mijloc de transport nu necesita conditii speciale de depozitare.

Precauții generale:

1. Nu este potrivit pentru nicio altă aplicație decât cea prevăzută.
2. Pentru uz pediatric se recomandă peria cu suport din plastic sau aluminiu.
3. Folosirea măturii nu prezintă dificultăți pentru utilizatorii vizați.
4. Odată utilizate, tamponanele trebuie decontaminate sau tratate ca deșeuri de spital contaminate. Este responsabilitatea fiecărui laborator să manipuleze, să trateze și să elimine deșeurile conform reglementărilor. Perile nefolosite pot fi considerate produse nepericuloase și pot fi eliminate conform acestui criteriu.

Bibliografie:

1. Cuñé J. și colab. O cultură cu tampon superficial este utilă pentru diagnosticul microbiologic în infecțiile acute ale articulațiilor protetice. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importanța diagnosticului de laborator și a prelevării de probe pentru diagnosticul și tratamentul micozei în podologie. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, și colab. Colectarea, transportul și prelucrarea generala a probelor in laboratorul de Microbiologie. Proceduri în Microbiologie Clinică. Societatea Spaniolă de Boli Infecțioase și Microbiologie Clinică (SEIMC). 2017.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Glosar de simboluri:

 REF	Număr de catalog	 LOT	Numărul lotului	 Consultati instructiunile de utilizare pe site www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Cantitate	 STERILE R	Steril pentru iradiere
	Sistem unic de barieră sterilă		Creator	 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat		Nu reutilizați	 STERILE EO	Rugină sterilă de etilenă
	Stai departe de lumina soarelui		Data fabricatiei	 Data de expirare	 CE	Marcaj CE	 MD	Aparat medical
 UDI	Identificator unic al unui dispozitiv				 0318			

În cazul unui incident grav* legat de produs, notificați atât Deltalab, SL, cât și autoritatea competentă a statului în care este stabilit utilizatorul. *Un „incident grav” este înțeles ca fiind unul care duce la moartea sau deteriorarea gravă a sănătății pacientului sau utilizatorului sau la o amenințare gravă la adresa sănătății publice.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es